

機械器具 12 理学診療用器具
一般医療機器 冷却パック 37240020

アイスバンド

【禁忌・禁止】

- ・ 本品に破損、汚損が認められる場合は使用しないこと。
- ・ 寒冷アレルギー、レイノー現象（寒さなどが誘因となり起こりうる一時的な血行障害）、或いはクリオ（寒冷）グロブリン血症の患者には使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】＊

I20-0001 アイスバンド 膝用



アイスバンドには保冷剤（2 個×2 セット）が付属しています。



【使用目的、効能又は効果】

消炎鎮痛処置（寒冷治療）を行うパックをいう。冷却装置等で冷却媒体の入ったパックを冷却し、患部に当てるものである。

【品目仕様等】

外観：目視検査にて形状が均整であり、破損、異物の付着等を認めないこと。

寸法：各部の寸法が許容範囲内であること。

【操作方法又は使用方法等】

1. 保冷剤を冷凍庫で凍結させます。3 時間程で中の水は凍ります。
2. 本品のポケットに保冷剤を一つずつ入れます。残り 2 つは冷凍し、最初の 2 つが溶けた後使用してください。
3. 本品を患部に装着します。本品を冷却したい箇所に当て、マジックテープで留めます。
4. 本品は 1 回につき 30 分から最長 90 分まで使用することが出来ます。
5. 保冷剤の氷が全て解けた場合、或いは冷却効果が薄れた場合は取り外してください。

【使用上の注意】

●重量な基本的注意

- ・ **【使用目的、効能又は効果】**に記載されている使用目的以外の用途で使用しないこと。
- ・ 本品を使用して、痛み等の異常を伴った場合、使用を中止すること。
- ・ 本品はパーソナルユーズです。複数の患者で共有して使用しないこと。
- ・ 本品を洗浄しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

●保管方法

- ・ 高温、多湿、直射日光および水濡れを避け、風通しの良い清潔な場所に保管すること。
- ・ 化学薬品の保管場所やガスが発生する場所に保管しないこと。
- ・ 包装に記載されている使用期限を確認し、使用期限を過ぎたものは廃棄すること。

●使用期限

- ・ 30 回の使用を目安に廃棄すること。

【保守・点検に係る事項】

- ・ 本品は洗浄出来ません。
- ・ 保冷剤については、表面を消毒剤で清拭することが出来ます。

【包装】

1 セット／袋

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

●製造販売業者

株式会社 リレート

〒581-0087大阪府八尾市明美町1丁目1番24号

TEL：072-940-6804

●外国製造業者

製造業者：IB メディカル社 (IB Medical AB)

国 名：スウェーデン