

管理医療機器

歯科材料 0 1 歯科用金属
歯科用銀ろう

JMDN 7 0 7 7 9 0 0 0

ルビー金ジウムろう

【禁忌・禁止】
本合金又は類似成分の合金又は配合成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

(3)不具合・有害事象
掌蹼膿疱症、扁平苔癬、皮膚炎などの歯科金属疹（遅発性金属アレルギー疾患）を発症することがあります。

【形状・構造及び原理等】
該当規格：JIS T6111：2011
「歯科用銀ろう」
形 状：板状
原 理：加熱溶解してろう付けする。

【保管方法及び使用期限等】
[保管方法]
歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者及び製造業者：株式会社ルビー
住 所：〒582-0005
大阪府柏原市法善寺1丁目13-1
電話番号：072-972-0962
ホームページ：https://www.ruby-dental.jp

成分・分量

成 分	分 量
銀	70.0%
亜鉛	14.0%
銅	9.0%
パラジウム	6.5%
その他 〔金・錫〕	0.5%

物理的性質

液相点	705℃
-----	------

【使用目的又は効果】
歯科補綴物又は装置をろう付けすること。

【使用方法等】
(1) ろう付け
通法に従いろう付けを行ってください。
(2) 研磨
通法に従い研磨を行ってください。

[使用方法に関連する使用上の注意]
(1) 歯科用フラックスを使用する場合には、その説明書に表示してある使用上の注意事項を守ること。
(2) ステンレス鋼線、コバルトクロム合金、ニッケルクロム合金などに適用する。

【使用上の注意】
(1) 使用注意
①本合金の加熱、溶解などの作業の際には、飛散などによる目の損傷ややけどを防ぐために、保護めがねなどを使用し、注意すること。
②本合金を切断する際には、目の損傷を防ぐために、保護めがねなどを使用すること。
③本合金の研磨作業などの際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸引装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
(2) 重要な基本的注意
①本合金の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
②本合金又は類似成分の合金又は配合成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。