

器 58 整形用機械器具
一般医療機器 歯科用インプラント手術器具 70965001
E Z スtent

【禁忌・禁止】

1. 硬化が不十分な状態で使用しないこと。
2. 不適切なサイズのドリルを用いないこと。
3. 適合状態が不安定な状態で使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

【写真】

サージカルテンプレート



ガイドピン



技工用ドリル



【原材料】

サージカルテンプレート（チタン／ポリマー）

ガイドピン（ステンレススチール）

技工用ドリル（スチール）

【使用目的又は効果】

歯科用インプラントの外科手術時に使用し、同一口腔内であれば再使用可能。

【使用方法等】

1. 石膏模型上のインプラント埋入予定ポイントに、技工用ドリルで穴をあけガイドピンを半ばまで埋め、接着剤等で固定する。
2. 常温でサージカルテンプレートを熱湯（75℃～）に約 1～2 分間入れ、透明な状態になるまで軟化する。（長時間熱湯内で放置しすぎないよう注意）
3. 模型に固定されたガイドピンにサージカルテンプレートのチタンチューブを差し込み、軟化したサージカルテンプレートを隣在歯に圧接する。
4. サージカルテンプレートが不透明な状態になるまで自然冷却し硬化させる。
5. 不必要な部分をカットし、滅菌剤等の非加熱滅菌を行う。
6. 口腔内にてサージカルテンプレートの適合確認を行った後、X 線、C T 等を使用して診査を行う。
7. 診査後、インプラント手術時のドリルガイドとして使用する。

【使用上の注意】

1. 使用前に外観確認を行い、汚れ、腐食、損傷等の異常がない事を確認すること。
 2. オートグレイプ等の加熱滅菌は行わないこと。
 3. インプラント手術時のドリリングは十分な注水下で行うこと。
- ※サージカルテンプレートのガイドホールは溝の部分でカットすることにより、長さを10mmから6mmに変更することが可能。

【保管方法及び有効期間等】

高温・多湿を避け、清潔な場所で保管する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：和田精密歯研株式会社

住 所：大阪府大阪市東淀川区西淡路 5-7-16

製 造 業 者：Applied Dental Inc.(米国)