

機械器具 58 整形用機械器具  
一般医療機器 歯科用インプラント手術器具 70965001

## デンタルインプラントドリルキー i-KEY

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】【併用禁止】

1. 不適切なサイズのドリルを用いないこと。
2. 「EZ ステント Guided Step-Drilling Set」以外の医療機器に使用しないこと。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： 和田精密歯研株式会社  
住 所： 大阪府大阪市東淀川区西淡路 5-7-16  
製 造 業 者： Applied Dental Inc.  
アップライドデンタル（アメリカ合衆国）

### 【形状・構造及び原理等】

[写真]



[原材料]

本体：ステンレスチール  
表面：窒化チタンコーティング

### 【使用目的又は効果】

歯科用インプラントの外科手術時に使用する。  
再使用可能。

### 【使用方法等】

[使用方法]

「EZ ステント Guided Step-Drilling Set」のオペ時にスリーブサイズを調整するために使用する。

「EZ ステント Guided Step-Drilling Set」を使用したインプラント埋入オペ時、使用したいドリルと同じ内径の本品ドリルキーを「EZ ステント Guided Step-Drilling Set」のスリーブに差し込み使用する。

[滅菌方法]

オートクレーブ等による滅菌を行う。

### 【使用上の注意】

1. 使用前に外観確認を行い、汚れ、腐食、損傷等の異常がない事を確認すること。
2. 使用前に洗浄・滅菌を行うこと。
3. インプラント手術時のドリリングは十分な注水下で行うこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

高温・多湿を避け、清潔な場所で保管する。

取扱説明書を必ずご参照ください。