

2017 年 12 月（第三版）

2017 年 2 月（第二版）

承認番号等：27B1X00122000028

機械器具 58 整形用機械器具

一般医療機器 歯科用インプラント手術器具 70965001

EZ ステント 2-Unit Bridge Set

【禁忌・禁止】

1. 硬化が不十分な状態で使用しないこと。
2. 不適切なドリルを用いないこと。
3. 適合状態が不安定な状態で使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： 和田精密歯研株式会社
住 所： 大阪府大阪市東淀川区西淡路 5-7-16
製 造 業 者： Applied Dental Inc.
アップライドデンタル（アメリカ合衆国）

【形状・構造及び原理等】

[形状]



[原材料]

サージカルテンプレート： チタン、ポリマー
ガイドピン： ステンレススチール
技工用ドリル： スチール

【使用目的又は効果】

歯科用インプラントの外科手術に使用し、同一口腔内であれば再使用可能。

【使用方法等】

1. 石膏模型上のインプラント埋入予定ポイントに、技工用ドリルで穴をあけガイドピンを半ばまで埋める。
2. 接合されたサージカルテンプレートを熱湯(70～80℃)に約 1～2 分間入れ、透明な状態になるまで軟化する。(長時間熱湯内で放置しすぎないように注意)
3. 模型に固定されたガイドピンを使用して、軟化したサージカルテンプレートのベースを隣在歯に圧接する。
4. サージカルテンプレートが不透明な状態になるまで自然冷却し硬化させる。
5. 硬化後、ガイドピンを抜き取り、テンプレートを模型から外す。
6. 不必要な部分をカットし、滅菌剤等による非加熱滅菌を行う。
7. 口腔内にサージカルテンプレートの適合を行った後、X 線や CT 等を使用して診察を行う。
8. 診察後、インプラント手術時のドリルガイドとして使用する。

【使用上の注意】

1. 使用前に外観確認を行い、汚れ、腐食、損傷等の異常がない事を確認すること。
2. オートクレーブ等の加熱滅菌は行わないこと。
3. インプラント手術時のドリリングは十分な注水下で行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

高温・多湿を避け、清潔な場所で保管すること。

取扱説明書を必ずご参照ください。