

機械器具 32 医療用吸引器／一般的名称：ガス圧式吸引器

エル・エス・ピー吸引器

一般医療機器（特定保守管理医療機器）

【警告】

- 1 適応対象
本器は手動式の吸引器のため、手術中等長時間使用はしないこと。
- 2 併用医療用具
本器の駆動源である酸素不足（切れ）及び不具合が生じても吸引行為が行えるように予備ポンペ及び代替器を準備すること。
- 3 医療用酸素（純酸素）を使用するため、使用中の火気は厳禁のこと。

【禁忌・禁止】

- 1 本器は口腔内吸引を目的としています。気管支及び食道からの吸引は行えない。
- 2 長時間使用する際は、専用の吸引器に転換すること。

【形状・構造及び原理等】※

<形状>



1. 各部名称
 - ①吸引カテーテル接続口
 - ②吸引作動ボタン
 - ③酸素ガス排出口
 - ④吸引ジャー
 - ⑤酸素供給ホース
 - ⑥吸引器ヘッド部
 - ⑦パッキン
 - ⑧吸引ジャー
2. 寸法及び重量
93.5×97.2×121mm
約 200g
3. 作動原理
酸素ポンペ等の圧力を利用したベンチュリー方式で陰圧を発生させ、吐物等を吸引する吸引器。
4. 品目仕様
供給酸素圧力範囲：2.8～6.3kg/cm²
作動温度範囲：-34～52℃
耐久温度範囲：-40～70℃
吸引力：-400mmHg（3.5kg/cm²）
ジャー容量：約 300ml
材質：本体／アルミニウム
ジャー／ポリプロピレン
ホース接続口：Oxygen DISS

【使用目的又は効果】※

意識不明又は呼吸停止患者の口腔内の吐物・分泌物の吸引

【使用方法等】※

1. 酸素供給ホースを酸素供給源に接続する。
2. 専用の吸引カテーテルを吸引カテーテル接続口①に接続する。
3. 患者の口を開け必要に応じバイトブロックを噛ませ、作動ボタン②を押し吸引する。吸引を停止する場合は、作動ボタンを離す。連続的に吸引を行う場合は、ボタンを押して右に回しロックすることができ、停止する場合は左に回す。
4. 使用後は、吸引ジャーを取り外し自治体の規則に従って廃棄すること。
5. ジャーはガス滅菌又は消毒後中性洗剤で洗浄すること。



6. 洗浄後は正確に組み立て、エア漏れが無いことを確認する。パッキン⑦は消耗品のため、キズなどが発見した場合は交換すること。
7. 吸引ジャー⑧に傷があり、エア漏れが発生する場合は交換すること。

【使用上の注意】※

1. 本器を設置する時は、次の事項に注意すること。
 - (ア) 水の掛からない場所に設置すること。
 - (イ) 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、硫黄分等を含んだ空気により、悪影響を生ずる恐れのない場所に設置すること。
 - (ウ) 傾斜、振動、衝撃（搬送時）等は与えないようにすること。
 - (エ) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所には保管しないこと。
2. 本器を使用する前には、次の事項に注意すること。
 - (ア) 各部の固定状況、スイッチ状況、破損等の点検を行い、正確に作動することを確認すること。
 - (イ) 本器回路が完全に接続されているか確認すること。
 - (ウ) 全ての回路が正確に接続されていることを確認すること。
3. 本器の使用後は次の事項に注意すること。
 - (ア) 決められた手順により操作スイッチ等を使用前に戻すこと。
 - (イ) コード類の取り外しは無理な力を掛けないこと。
 - (ウ) 保管場所の注意
 - ① 水が掛からない場所
 - ② 常温・常湿で直射日光が当たらない場所
 - ③ 振動や衝撃を受けない場所
 - ④ 化学薬品の保管場所お近くやガスの発生しない場所
 - (エ) 本器を次回の使用に支障の無いように準備すること。
4. 故障と思われる場合は、すぐに販売店あるいは当社まで連絡すること。
5. 本器を改造しないこと。
6. 保守点検
 - (ア) 必ず定期点検を実施すること。

本書は、取扱説明書を兼ねています。必ずお読み頂き大切に保管して下さい。

- (イ) 長期間使用しなかった場合は、使用前に必ず正常に作動するか確認すること。

7. 消毒方法

- (ア) 使用後吸引ジャー必ず滅菌・消毒すること。
(イ) 消毒後の組み立ては正確に実施し動作確認を行うこと。

【保管方法及び有効期間等】※

1. 保管方法
常温・常湿
2. 使用期限
耐用年数は4年。ただし、パッキンや吸引ジャー④の劣化・キズ等があった場合は、直ちに使用を中止し修理を依頼すること。尚、定期点検（1回／年）を行った場合の耐用年数はこの限りではない。

【保守・点検に係わる事項】※

使用者による保守点検事項

1. 使用前や一定期間毎に最大換気圧を確認すること。
2. パッキンや吸引ジャー④の劣化・キズを確認すること。

業者による保守点検事項

- 1 回／年製造販売業者による定期点検を実施すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】※

「製造販売業者の名称及び住所」



〒251-0871 神奈川県藤沢市善行 7-3-5
TEL.0466-84-2485/FAX.0466-84-2484
e-mail info@wako-shoji.com
URL <https://www.wako-shoji.com/>

「製造業者の名称及び国名」

製造先国名：アメリカ

製造会社名：Allied Medical LLC. ※※