

類別: 医04 整形用品
一般医療機器 家庭用遠赤外線血行促進用衣（JMDNコード: 71105001）

血行促進ウェア ミライ

【警告】

1. 適用対象

以下の患者には慎重に使用してください。

(1) 装着部位に炎症や化膿、疼痛を伴う皮膚疾患、創傷のある患者[接触により症状が悪化するおそれがあります。]

(2) 装着部位に知覚障害、神経障害のある患者[血行障害の発生に気付かないおそれがあります。]

(3) 繊維に対して過敏症の患者[接触性皮膚炎症を引き起こすおそれがあります。]

【禁忌・禁止】

自身で着脱することができない患者[何らかの症状が発生した場合に対処できず悪化させる危険があるため。]

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

①血行促進ウェア ロングトップス



	着丈	肩巾	身巾	袖丈
S	64	48.5	107	55
M	67	50	112	57
L	70	51.5	116	58
LL	73	53	120	59
3L	78	58	130	61

②血行促進ウェア セブ分トップス



	着丈	肩巾	身巾	袖丈
S	64	48.5	107	35
M	67	50	112	37
L	70	51.5	116	38
LL	73	53	120	39
3L	78	58	130	41

③血行促進ウェア 半袖トップス



	着丈	肩巾	身巾	袖丈
S	64	48.5	104	21.6
M	67	50	110	22.4
L	70	51.5	116	23.2
LL	73	53	122	24
3L	78	58	130	24

④血行促進ウェア ロングパンツ



	ウエスト	ヒップ	股下
S	69	98	68
M	75	104	70
L	81	110	72
LL	87	116	74
3L	94	130	70

⑤血行促進ウェア セブ分パンツ



	ウエスト	ヒップ	股下
S	69	98	48
M	75	104	50
L	81	110	52
LL	87	116	54
3L	94	130	50

⑥血行促進ウェア ショートパンツ



	ウエスト	ヒップ	股下
S	69	98	23
M	75	104	24
L	81	110	25
LL	87	116	26
3L	94	130	28

2. 原理

本品は、生地には特殊な加工を施し遠赤外線を輻射する素材（糸）で構成された製品であり、着用することで遠赤外線による血行促進効果をもたらす衣類型の医療機器である。

3. 組成

ポリエステル（NANOMIX）

【使用目的又は効果】

遠赤外線の血行促進効果により疲労や筋肉のこり等の症状を改善する。

【使用方法等】

1. サイズの選定
サイズ表より適応サイズを選定してください。
2. 装着方法
一般的な衣料品と同様に着用してください。
本品は再使用可能です。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 ワンポイント株式会社
〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場3丁目2-22
電話 06-6252-7100

【使用上の注意】

1. 使用上の注意(次の患者には慎重に適用すること)
 - (1) 本品の使用により、痛みやかゆみ、しびれ、装着前に感じなかった不快感、違和感が生じた患者〔症状を悪化させる可能性があるため〕
 - (2) 患部を冷却する必要がある怪我等をしている患者〔症状を悪化させる可能性があるため〕
 - (3) 筋肉に鉱石の作用で刺激を与えているため、長期間着用し疲れを感じる場合には休みを入れながら使用してください。
2. 重要な基本的注意
 - (1) 本品を折り返して使用しないでください。〔血行障害等を引き起こすおそれがあるため。〕
 - (2) 本品に、破損(ほつれ、破れ等)がないことを確認してから装着してください。破損がある場合は使用しないでください。
 - (3) 次のような場合には破損(ほつれ、破れ等)する場合がありますので注意してください。
 - ① 強く引っ張っての装着
 - ② 肌荒れした手指や伸びた爪での取り扱い
 - ③ 鋭利なものとの接触
 - (4) 本品の形状を変えたりするなど、改造、加工、修理を行わないでください。
 - (5) 本品は個人用の製品ですので、衛生上の観点から、他人への譲渡、貸与は行わないでください。
 - (6) 本品をはさみで切るなど加工、修理を行わないでください。
 - (7) 他の衣類を重ね着する場合は、汗をかきすぎないように注意してください。
 - (8) 本品の他に医療機器等を重ねて装着しないでください。
 - (9) 商品についているタグは切らないでください。
 - (10)他の製品と一緒に洗濯すると色移りする可能性があります。また長時間水の付け置きは避け、洗濯絵表示に従ってください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
 - ・高温・多湿、直射日光が当たらないよう室温で保管してください。
 - ・長時間使用しないときは、乾かした後湿気のない場所で保管してください。
2. 耐用期間
2年
繰り返し使用可能ですが湿気や日光(紫外線)の影響などにより経年劣化で素材が延びる場合があるため注意してください。

【取り扱い上の注意】

洗濯の際には、塩素系漂白剤は絶対に使用しないでください。
また、その他の取り扱い方法は洗濯絵表示に従ってください。

[洗濯絵表示]



【保守・点検に係る事項】

繰り返し使用する場合、傷やほつれ、繊維の劣化等がないことを確認してから使用してください。