

2025 年 11 月作成（第 1 版）

ご使用前に必ずこの文章をお読みください。

医療機器届出番号：

医療用品 04 整形用品

一般医療機器

家庭用遠赤外線血行促進用衣

JMDN コード 71105001

血行促進ウェア 1.0

【禁忌・禁止】

- ・異常（かゆみ、かぶれなど）を感じた場合は、使用を中止すること。
- ・皮膚にかぶれ、湿疹、傷などの異常がある場合は使用しないこと。

1. 形状・構造

①血行促進ウェアロングトップス



	着丈	肩巾	身巾	袖丈
XS	61	46	103	55
S	64	48.5	107	55
M	67	50	112	57
L	70	51.5	116	58
LL	73	53	120	59
3L	78	58	130	61
4L	80	60	140	62
5L	82	62	150	63
6L	84	64	160	64
7L	86	66	170	65

② 血行促進ウェア七分袖トップス



	着丈	肩巾	身巾	袖丈
XS	61	46	103	35
S	64	48.5	107	35
M	67	50	112	37
L	70	51.5	116	38
LL	73	53	120	39
3L	78	58	130	41
4L	80	60	140	42
5L	82	62	150	43
6L	84	64	160	44
7L	86	66	170	45

③血行促進ウェア半袖トップス



	着丈	肩巾	身巾	袖丈
XS	61	46	98	20.8
S	64	48.5	104	21.6
M	67	50	110	22.4
L	70	51.5	116	23.2
LL	73	53	122	24
3L	78	58	130	24
4L	80	60	140	25
5L	82	62	150	26
6L	84	64	160	27
7L	86	66	170	28

④血行促進ウェアロングボトムス



	ウエスト	ヒップ	股下
XS	63	92	66
S	69	98	68
M	75	104	70
L	81	110	72
LL	87	116	74
3L	94	130	70
4L	103	140	70
5L	114	150	71
6L	124	160	71
7L	134	170	72

⑤ 血行促進ウェア七分袖ボトムス



	ウエスト	ヒップ	股下
XS	63	92	46
S	69	98	48
M	75	104	50
L	81	110	52
LL	87	116	54
3L	94	130	50
4L	103	140	50
5L	114	150	51
6L	124	160	51
7L	134	170	52

⑥血行促進ウェアショートパンツ



	ウエスト	ヒップ	股下
XS	63	92	22
S	69	98	23
M	75	104	24
L	81	110	25
LL	87	116	26
3L	94	130	28
4L	103	140	28
5L	114	150	29
6L	124	160	29
7L	134	170	30

2. 原理

本製品は遠赤外線効果に優れた粉体を溶融紡糸により繊維内に分散させたものを、着用することで遠赤外線による血行促進作用によって疲労や筋肉のこり等の症状改善を行うことを目的とした衣類形状の医療機器である。

【包装】 1 枚/ジッパー付き密閉梱包袋

【使用目的又は効果】

本製品は遠赤外線の血行促進効果により、次のような健康効能が期待できる。

【遠赤外線 of 血行促進作用】

- ・ 血行促進
- ・ 疲労回復
- ・ 筋肉のハリ、コリの改善

【保管方法及び有効期間】

- ・ 通常の衣類と同じく、高温、多湿な環境を避けて保管する。
- ・ 長期間使用しないときは、乾かした後、湿気のない場所で保管する。

〈耐用期間〉 2 年

〈取り扱い上の注意〉

本製品は繰り返し使用可能であるが、素材の特性上無理な力を加えたり、長期の使用による経年劣化で伸びが生じる場合があるので、注意すること。

【使用上の注意】

- 筋肉に鉱石の作用で刺激を与えているため、長期間着用して疲れを感じる場合には休みを入れながら使用すること。
- 人によっては肌が荒れる可能性がある。その場合、直ちに着用を中止し医師の診断を受ける、または薄手の肌着の上から着用などの対応をすること。
- 持病をお持ちの方、妊婦の方などは医師に相談の上着用すること。
- 洗濯はネットに入れ乾燥機は避け、できるだけ日陰干しで乾燥させること。手洗いの場合は押し洗いをするこ
と。
- 洗濯の際に、多少色落ちする場合がある。また長時間水の付け置きは避けること。洗濯絵表示に従うこと。
- 本製品は、熱に弱いのでコンロやストーブなどの火元に近づく場合は、十分注意すること。
- 摩擦や引っ掛けにより、糸の飛び出し破損する恐れがあるため注意すること。
- 繰り返し使用可能だが、湿気や日光（紫外線）の影響などにより経年劣化で素材が伸びる場合があるため注意す
ること。

【製造販売業者の氏名又は名称】

製造販売業者 ワンポイント株式会社

住所 〒542 - 0081

大阪府大阪市中央区南船場 3 丁目 2-22 おおきに南船場ビル 8 階

電話番号 06 - 6252 - 7100

【販売業者】 はるやま商事株式会社

【お問い合わせ】 はるやま商事株式会社 お客様相談室 0120-923-924