

類別 機械器具 7 4 医薬品注入器

一般的名称 輸液用連結管 (JMDNコード: 70399000)

販売名: ソルブジョイント

【禁忌・禁止】

- ① 器具の改造などの二次加工は破損の原因になるので絶対に行わないこと。
- ② 本器にアレルギーを示す患者に使用しないこと。
- ③ 再滅菌などを行い再使用しないこと。
- ④ 本体の廃棄は、医療廃棄物・バイオハザード以外の取り扱いとして廃棄してはならない。

【使用目的、効能又は効果】

チューブの両端に薬液瓶又は他の器具との接続部をもつ連結管をいう。輸液で薬液瓶内の液を移すために用いる。

【形状、構造及び原理等】

使用素材は、ポリプロピレンを使用し耐薬性、耐圧性としジョイント部分は、吸引器や回収容器に接続し易いようロック式に加工している。素材は、JIS T3210:2011 に適合する素材を使用している。

【品目仕様等】

- ① ロック式としているため、支基から外れることはない。テーパ加工に対しても使用可能である。
- ② 気密度: 内部を水で満たし、40.0kPaの圧力を加えたとき、継ぎ目から水滴が漏れない。

【使用方法および使用上の注意】

- ① 本品による組織採取は、感染防止用の手袋をご利用ください。
- ② 本品は樹脂製であるため、強い衝撃などにより破損する場合があるので、ていねいに取り扱いください。
- ③ 本品による強酸性、アルカリ性液の取扱いはしないでください。
- ④ 高速遠心耐用ですが、適合容器をご使用ください。
- ⑤ 本品を素手などで持つ場合、検体が汚染される場合がありますので滅菌済み手袋等をご利用されることをお勧めします。
- ⑥ 本品は、単回使用です。

【滅菌方法】

電子滅菌による。JIS T3210:2011 の滅菌済注射筒規格に適合する。

【貯蔵方法、及び使用期間等】

- ① 直射日光を避け、高温多湿で無い場所に保管してください。
- ② 包装材料を傷つけないように注意の上、保管してください。
- ③ 使用期限は滅菌年月日より5年間とし、使用期限を過ぎたものは破棄してください。

【保守点検に係る事項】

- ① 開封し、使用しなかったものは破棄してください。
- ② 一度使用したものを再使用はしないでください。

【包装】

本体5個/袋、

【製造販売業者の名称及び住所等】

有限会社ワンリッチインターナショナル 〒950-2123 新潟県新潟市西区笠木 3157 番地 1
[Tel:090-1423-2200](tel:090-1423-2200) Fax:025-263-5702

販売元: 株式会社トータルヘルスコンサルティング 〒101-0031 東京都千代田区東神田二丁目 6-5
TEL: 03-3562-3081 Fax: 03-6740-1988