

めまいチェッカーズ J2

【禁忌・禁止】

適用対象

次の患者には使用しないこと。

- ・起立が著しく困難な患者

【形状・構造及び原理等】

1. 形状



付属品 マット

2. 電氣的定格

定格電圧：DC5V

消費電力：180mA

電撃に対する保護の程度による装着部の分類：B 形装着部

3. 測定

- 1) 感覚統合バランス（MCTSIB）
- 2) 安定性の限界（LOS）測定パラメータ：反応時間、方向制御、終点偏位、最大偏位
- 3) リズミカルウェイトシフト（RWS）測定パラメータ：COG 速度、方向制御

4. 動作原理

人の直立姿勢時における足底圧の垂直作用力を変換器で検出し、ソフトウェアをインストールした汎用 PC に送られ、検査結果を表示する。

【使用目的又は効果】

測定台に直立した人体の重心の位置と動きを表示し、定量解析を行う。

【使用方法等】

1. 使用前

- ① 測定台と汎用 PC をケーブルで接続する。

併用可能な PC

プロセッサ Intel Core i5 以上

メモリ 16 GB 以上

モニター解像度 1920 × 1080 以上

Windows® 10 以降

2. 使用方法

- ① PC の電源を入れ、ソフトを起動する。
- ② 検査条件を設定する。
- ③ 被検者を測定台に立たせる。
- ④ 計測を開始する。
- ⑤ 計測が終了したら、被検者を測定台から降ろす。

【使用上の注意】

＜使用注意（次の患者には慎重に適用すること）＞

- ・関節や形成外科的な疾患がある患者
- ・歩行補助具を使用している若しくは必要とされる患者

＜重要な基本的注意＞

- ・ネットワークに接続した環境で使用する場合は、コンピュータウイルス及び情報の漏洩等に注意すること。
- ・濡れた手で本装置を操作しないでください。
- ・付属されている USB・HDMI ケーブルは延長しないでください。
- ・検査中は USB・HDMI ケーブルが被験者や検査者に引っかからないように注意してください。
- ・長期間使用しない場合は、湿気・揮発性ガスなどを避け、直射日光や埃がかからないようにカバーなどをして保管してください。

【保管方法及び有効期間等】

＜耐用期間＞

10 年〔自社認証（当社データによる）〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社ワールドビー

連絡先電話 03-6687-0703

製造業者：NeuroEquilibrium Diagnostic Systems
Private Limited（インド）