

機械器具 71 視力補正用眼鏡
一般医療機器 眼鏡 35065000（JMDNコード）

【 N E G I S U 老眼鏡 】

【禁忌・禁止】

- ・眼鏡を掛けたまま歩いたり、車の運転をしないでください。[本製品はリーディング用（老眼鏡）であり、歩行時および運転時に安全性が確保できない可能性があります。]

【形状・構造及び原理等】

形状・構造

眼鏡レンズ1組と眼鏡フレームから構成される。

眼鏡レンズは視力補正用単焦点レンズである。

眼鏡のフレームはメタルで製造され、

フレーム形状はボストン型である。

レンズ度数: +1.0/+1.5/+2.0/+2.5/+3.0/+3.5/+4.0

原理

適切な度数のレンズを使用して網膜上に結像させることにより視力を補正する。

【使用目的又は効果】

眼鏡レンズ1組と眼鏡フレームからなる器具で、視力を補正する効果がある。

【使用方法等】

フレームのテンブルを両手で持ち、顔の幅に合わせてかけ、耳の後ろと鼻にフィットしているか確認する。はずす時は両手でフレームのテンブルを持ち、まっすぐ引き出す。

【使用上の注意】

- ・この眼鏡は手元の文字などを見やすくするための視力補正用眼鏡（老眼鏡）です。運転や歩行時には必ず外してください。
- ・人により、長時間の使用は、眼精疲労から身体の不調につながることもあります。
- ・使用中に不快感・視力異常を感じた場合は、販売店にご相談ください。
- ・レンズに傷が付かないように、ソフトケースに入れて保管してください。
- ・強い衝撃から顔や目を保護するものではありません。
- ・硬いものとの接触は避けてください。

【保管方法及び有効期間等】

室温で保管して下さい。（高温、多湿、直射日光を避け、適切な場所に保管して下さい。）

【保守・点検に係る事項】

- ・丁番ねじがゆるんだときは、プラスドライバーでしめてください。
- ・ゴミ・ホコリ等、汚れが付着したときは、中性洗剤を薄めた液に浸し指先で汚れを落とした後、柔らかい布で軽く拭いてください。
- ・ゴミやホコリが付着したときは、まず水洗いしてから拭いてください。カラ拭きはキズの原因になるのではありません。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

名称：株式会社Wiselink Japan

住所：東京都大田区山王2-1-8山王アーバン

ライフ201号室

製造業者：Wenzhou Puling Electronic Commerce Co., Ltd.

（うえんぞー ぷーりん えれくとろにくこまーす かんぱにー りみてっど）

製造国：中華人民共和国

取扱説明書を必ずご参照ください。