

機械器具 71 視力補正用眼鏡
一般医療機器 眼鏡 35065000（JMDNコード）

【 エターレンズ 】

【形状・構造及び原理等】

形状・構造

眼鏡レンズ1組と眼鏡フレームから構成される。

眼鏡レンズは視力補正用単焦点レンズである。

レンズ度数：+1.0, +1.5, +2.0, +2.5, +3.0, +3.5, +4.0,
+4.5, +5.0

瞳孔距離（PD）：62±2mm, 64±2mm, 66±2mm

スタイルカテゴリ：

Simple / Minimalist：シンプル／ミニマル

Outdoor：アウトドア

Stylish：スタイリッシュ

Fashion：ファッション

Luxury：ラグジュアリー

Business：ビジネス

Vintage / Retro：ヴィンテージ／レトロ

Personality：個性派（または「パーソナリティ」）

Sweet：スウィート

Sports：スポーツ

原理

適切な度数のレンズを使用して網膜上に結像させる
ことにより視力を補正する。

【使用目的又は効果】

眼鏡レンズ1組と眼鏡フレームからなる視力補正用
眼鏡である。

【使用方法等】

手元の文字などを見る際に使用する。

着用や取り外しの際は、両手でテンプル（つる）を持
って操作する。

【使用上の注意】

- ・使用中に不快感・視力異常を感じた場合は、販売店に
ご相談ください。
- ・レンズに傷が付かないように、ソフトケースに入れて
保管してください。
- ・強い衝撃から顔や目を保護するものではありません。
- ・硬いものとの接触は避けてください。

【保管方法及び有効期間等】

室温で保管すること。（高温を避け、適切な場所に保
管すること。）

1～3年ごとに交換することを推奨する。

装用者は1～2年ごとに定期的に視力検査を受けるこ
と。

【保守・点検に係る事項】

- ・丁番ネジがゆるんだ場合は、プラスドライバーで締め
る。
- ・ゴミやホコリなどの汚れが付着した場合は、中性洗剤
を薄めた液に浸し、指先で汚れを落とした後、柔らか
い布で軽く拭く。
- ・ゴミやホコリが付着した場合は、まず水で洗い流して
から拭く。空拭きはキズの原因となるため行わない。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

名称：株式会社Wiselink Japan

住所：東京都大田区山王2-1-8山王アーバン
ライフ201号室

製造業者：Zhengzhou Mojiang
International Trade
Co., Ltd.

（ていしゅう もーじゃん いんたーなし
よなる とれーど かんばんにーりみて
っど）

製造国：中華人民共和国

取扱説明書を必ずご参照ください。