

歯科材料07 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用ワックス成形品 31836020

BONAWX ワックスパターン

【形状・構造及び原理等】

[形状・種類]

形状 : 薄板状

[種類]

種類 : ハードタイプ

	商品番号
小臼歯用	6059830
大臼歯用	6059829
リングクラスプ ベンド	6059820
リングクラスプ ストレート	6059812
ローチクラスプ	7096

[成分]

パラフィンワックス、マイクロクリスタリンワックス、その他

【使用目的又は効果】

可撤性局部義歯を維持するためのワックスパターンを作製する。
ワックスで既定の形状に成形されており、鑄造等によって金属に置き換える。

【使用方法等】

本品を模型上に症例により適当なセットし、パターン形状を選択し、耐火模型上に圧接して、金属床の維持部を形成します。

【使用上の注意】

1) 使用注意

- ①本品は、可燃性のため使用の際に火傷に注意すること。
- ②本品を使用する場所には、消火器具を備えること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・本品を高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所など）には放置しないこと。
- ・使用及び保管場所には、消火器具を備えること。
- ・本品は、火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しないこと。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 : エーピーエス株式会社

製造元 : Dentaurum GmbH & Co. KG

国名 : ドイツ