

** 2021 年 07 月 第 3 版

届出番号 27B2X00023000042

* 2016 年 11 月 第 2 版（新記載要領に基づく改訂）

材料(07) 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科鑄造用シートワックス 70894000

ボナシートワックス**

* 【使用目的又は効果】

〔形状〕

シートワックスファイン	0.35mm
シートワックスファイン	0.40mm
シートワックスファイン	0.50mm
シートワックスファイン	0.60mm
シートワックスミディウム	0.35mm
シートワックスミディウム	0.40mm
シートワックスミディウム	0.50mm
シートワックスミディウム	0.60mm
シートワックスコース	0.35mm
シートワックスコース	0.40mm
シートワックスコース	0.50mm
シートワックスコース	0.60mm
シートワックススムース	0.25mm
シートワックススムース	0.30mm
シートワックススムース	0.40mm
シートワックススムース	0.50mm
シートワックススムース	0.60mm
シートワックススムース	0.80mm
ボナ ワックスワイヤー	径 2.5mm
ボナ ワックスワイヤー	径 3.0mm
ボナ ワックスワイヤー	径 3.5mm
ボナ ワックスワイヤー	径 4.0mm
ボナ ワックスワイヤー	径 5.0mm

〔主成分〕

パラフィンワックス、カルナウバロウ、色素

【原理】

症例にあわせてパターンを耐火模型に圧接し、補綴物の蠟型を作製するために使用する。

【使用目的又は効果】

床、バー、クラスプ等の鑄造ろう型を作製するために用いるワックスをいう。

【使用方法】

ワックスを症例に合わせ適切なサイズにカットする。
カットしたワックスを耐火模型等に圧接する。
ワックスワイヤーをワックスと湯口に焼き付ける。
埋没は通法に従い作業をする。

【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

- ① 本品を使用する際、適切な換気がなされている場所で使用すること。
- ② 溶解した本品は高温となるため、使用の際には、火傷をしないよう注意をすること。
- ③ 本品の使用により過敏症状が現れた場合には、使用を中止して医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

25℃以下の室温で、火気のない場所に保存すること。

* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	エーピーエス株式会社
製造業者	al dente Dentalprodukte GmbH
国名	ドイツ