2017年 10月　第3版（新記載要領に基づく改訂）
2012年　6月　第2版

医療機器届出番号：13B1X00004000204

歯科材料07　歯科用ワックス
一般医療機器　歯科汎用ワックス　　JMDN 31836010

ビーズワックス

【形状・構造及び原理等】

［形状］
本品は単黄色～帯褐黄色の固体状の塊（ブロック）で、敗油性でない特異的なにおいがある。冷時では比較的割れやすく、割面は非結晶粒状性である。

［成分］
ミツロウ

［原理］
過熱により溶融し、冷却により凝固する。

【使用目的又は効果】

インレー、クラウンのパターンの製作等

【使用方法等】

［使用方法］
1. 本品を鍋で加熱（温度137～140℃）し、溶融する。
2. ワックスバスの中に耐火模型を沈める。
3. 数秒後に泡が発生し始めるが、この後15秒間模型を放置する。
4. 模型を引き上げ、吸い取り紙等で余分なワックスを除去する。

［使用方法に関連する使用上の注意］
本品が完全に溶融した後は、加熱を止めること。

【使用上の注意】

［重要な基本的注意］
本品は可燃性であるので、使用の際は火傷をしないように注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光を避けて室温で保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	東京歯科産業株式会社
電話番号	03-3831-0176(代)
製造業者	シーエムピー社（タイコニウム事業部） (CMP Industries LLC)
国名	アメリカ合衆国