機械器具63 歯科用ブローチ

一般医療機器　歯科用ブローチ 41865000

メルファーミラーブローチ

【形状・構造及び原理等】

種類：５種類

種 類
ＸＸＦ
ＸＦ
Ｆ
Ｍ
Ｃ

全長：４５mm

材質：ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

先端の作業部が平滑で、断面が円形又は多角形の歯科用器具である。根管の探索に用いる。

【使用方法等】

１．根管に合った適切なサイズを選択します。
２．ブローチホルダーに装着し、操作は通法により行ってください。
３．本品の使用後は、次の手順で、洗浄、滅菌してください。
⑴付着している血液、組織などが乾燥しないよう、直ちに洗浄液などに浸漬します。
⑵洗浄液から取り出して水洗し、必要であれば超音波洗浄を行い、血液、組織などを完全に取り除き、消毒液に浸漬します。
⑶消毒液から取り出して水洗し、十分に水切りしてください。
⑷オートクレーブなどで滅菌してください。

［使用方法等に関連する使用上の注意］
使用前に本品の損傷有無を確認すること。

【使用上の注意】

（重要な基本的注意）
⑴本品は、患者毎に滅菌を行い、感染防止に十分配慮すること。
⑵本品の使用後は、できるだけ早く血液、組織などの異物を除去し、洗浄・消毒すること。また、洗浄・消毒の際は、必ずゴム製の手袋を着用すること。
⑶本品は未滅菌のため、使用前に必ず滅菌を行うこと。
⑷本品の使用後は、付着している血液、組織などが乾燥しないよう、直ちに洗浄液などに浸漬すること。
⑸洗浄液、消毒液などを使用する際は、その説明書に従って行うこと。
⑹強アルカリ、強酸性の洗浄液や消毒液は、本品を腐蝕させる恐れがあるので、使用を避けること。
また、金属たわし、クレンザーなどは、本品の表面が損傷するので使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

［保管方法］
本品は、清潔な場所に保管すること。
本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者　デンツプライシロナ株式会社
製造国　スイス
製造業者　メルファー インスツルメント社
Maillefer Instruments Holding Sàrl

［問い合わせ窓口］
カスタマーサービス
電話番号　0120-789-123