製造販売届出番号：13B3X00138000038

医療用品　04　整形用品
一般医療機器　熱傷用ラップ　36093000

ウォータージェルキット

【形状・構造及び原理等】

本品は別紙「構成品一覧」のうち、2つ以上の製品を組み合わせた医療機器である。

［主な原材料］

- 主成分：純水
- 成　分：不織布
  キサンタンガム
  グリセリン

【使用目的又は効果】

熱傷部位を冷やし、湿潤を保ち、熱傷の進行を止め、外傷を最小限にし、汚染を防止するために用いる。

【使用方法等】

各内容物の添付文書に従い使用すること。

【使用上の注意】

- 化学物質による熱傷にはウォータージェルを使用前に該当の化学物質を予め除去しておくことが望ましい。
- 水反応性化学物質には適用しないこと。
- 通電している電気機器に接触している傷病者には適用しないこと。
- パウチが開いていたり損傷していたら使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 室温にて保管
- 有効期限：　パッケージ及び各内容物に表示

【包装】セット

【主要文献及び文献請求先】

アコードインターナショナル株式会社

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売：　アコードインターナショナル株式会社
151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷1-9-4
TEL:03-3299-6751 FAX: 03-3299-6752

製 造：　ウォータージェル テクノロジー社
Water-Jel Technologies,LLC
（米国）

別紙　構成品一覧　※

	一般的名称	販売名	製造販売届出番号	製造販売業者名
医療機器	熱傷用ラップ	WJ ドレッシング 5x15	13B3X00138000054	自社
	熱傷用ラップ	WJ ドレッシング 10x10	13B3X00138000054	自社
	熱傷用ラップ	WJ ドレッシング 10x40	13B3X00138000054	自社
	熱傷用ラップ	WJ ドレッシング 20x45	13B3X00138000054	自社
	熱傷用ラップ	WJ ドレッシング ハンド	13B3X00138000054	自社
	熱傷用ラップ	WJ ドレッシング フェイスマスク	13B3X00138000054	自社
	熱傷用ラップ	ファイアーブランケット 76x91	13B3X00138000055	自社
	液体包帯	ウォータージェルパック	13B3X00138000056	自社
	液体包帯	ウォータージェルボトル 50ml	13B3X00138000057	自社
	液体包帯	ウォータージェルボトル 120ml	13B3X00138000057	自社
雑品		包帯		
		救急用はさみ		
		ブルーバッグ XS		
		ブルーバッグ S		
		ブルーバッグ L		
		レッドバッグ S		
		その他		