製造販売届出番号：13B3X00138000055

医04　整形用品
一般医療機器　熱傷用ラップ　36093000

ファイアーブランケットHA

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】※

製品名	76x91P	152x183P	
製品番号	WJB3630PHA	WJB7260PHA	
サイズ	76x91cm	152x183cm	
重さ	1.78kg	5.8kg	
形状			
製品名	76x91C	152x183C	183x244C
製品番号	WJB3630CHA	WJB7260CHA	WJB9672CHA
サイズ	76x91cm	152x183cm	183x244cm
重さ	2.55kg	8.3kg	11.8kg
形状			

・　熱伝導の作用により熱傷の熱を下げる。

【原材料】

・　主成分：純水
・　成　分：ウール
　　キサンタンガム
　　グリセリン
　　ヒアルロン酸

【使用目的又は効果】

・　熱傷部の熱を下げる。
・　熱傷の拡大を防止する。
・　熱傷の痛みを和らげる。
・　熱傷部の湿潤を保つ。
・　感染を防止する。
・　熱傷を防止する。

【使用方法等】

1. 緊急事態に備える



・目に付く場所に置く
・関係者に場所 / 使い方を
　周知徹底する。
・火災が生じたら、
　速やかに行動する。

2. ファーストエイドに



・熱傷者を横たわせる。
　－ 衣服は脱がさない
・着衣のまま、ブランケットを
　熱傷部分に被せる。

・ブランケットを体にぴったりつけ、空気をのがす。
・衣服を通してジェルを浸透させる。
・ブランケットに包んだまま熱傷者を医療機関に
　搬送する。

3. 消火に



・小さな火災はブランケットを
　被せて消火する。

4. 炎や炎熱からの避難用に





・体全体をブランケットで覆い、炎から身を守る。
・火災現場から避難する時はブランケットを拡げて、
　火の粉や炎を避ける。
・ケースに残ったジェルはブランケットが覆いきれない
　皮膚や靴にかける。

【使用上の注意】

・　化学物質による熱傷にはウォータージェルを使用前に
　該当の化学物質を予め除去しておくことが望ましい。
・　水反応性化学物質には適用しないこと。
・　通電している電気機器に接触している傷病者には
　適用しないこと。
・　パウチが開いていたり損傷していたら使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

・　直射日光及び高温多湿を避け室温にて保管
・　有効期間：パッケージに表示

【主要文献及び文献請求先】

アコードインターナショナル株式会社

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：アコードインターナショナル株式会社
　　151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷1-9-4
　　TEL:03-3299-6751　FAX: 03-3299-6752

製 造 業 者 ：ウォータージェル テクノロジーズ社
　　Water-Jel Technologies,LLC
　　（アメリカ・ニュージャージー州）