2018年9月(第3版　※容器の形状変更))
2017年8月(第2版　新記載要領に基づく改訂)

製造販売届出番号：13B3X00138000057

医04　整形用品
一般医療機器　液体包帯　33584000

ウォータージェルボトルHA

【形状・構造及び原理等】

製品名	ウォータージェルボトル HA	
製品番号	WJP0120HA	WJP0050HA
内容量	120ml	50ml
形状	※	

・　熱伝導の作用により熱傷の熱を下げる。

【原材料】

・主成分：純水
・成　分：カルボマー
　　グリセリン
　　ヒアルロン酸

【使用目的又は効果】

・　熱傷部の熱を下げる。
・　熱傷の拡大を防止する。
・　熱傷の痛みを和らげる。
・　熱傷部の湿潤を保つ。
・　感染を防止する。

【使用方法等】

1. 処置部に適量のジェルを塗布する。
2. 熱傷部にこすりつけない。
3. 熱傷部を充分な量のジェルで、30 分間以上覆う。
4. 必要に応じ、ジェルを追加で塗布する。
5. 必要に応じ、処置部をガーゼや包帯で覆う。

【使用上の注意】

・　外用
・　軽度の熱傷用
・　次のような症状が 7 日以上続くようなら、使用を中止し医師へ相談すること
　かぶれ、赤み、腫れ、痛みの持続、発疹、
　感染症の症状

【保管方法及び有効期間等】

・直射日光及び高温多湿を避け室温にて保管
・有効期間：パッケージに表示

【主要文献及び文献請求先】

アコードインターナショナル株式会社

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：アコードインターナショナル株式会社
　　151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷1-9-4
　　TEL:03-3299-6751　FAX: 03-3299-6752

製 造 業 者 ：ウォータージェル テクノロジーズ社
　　Water-Jel Technologies,LLC
　　（アメリカ・ニュージャージー州）