2025/3/13(新様式第２版)
2011/12/01(新様式第1版)

製造販売届出番号
13B3X00551000249

一般医療機器:類別注射針及び穿刺針
一般的名称:歯科用貼薬針 70679000

再使用禁止

販売名:マイクロブラシ

【禁忌・禁止】
- 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- 再使用はしないこと。
- 感染防止のため、清潔なものを使用すること。

【形状・構造及び原理等】



型番:　マイクロブラシ レギュラー
マイクロブラシ ファイン
マイクロブラシ スーパーファイン
マイクロブラシ ウルトラファイン
ショート マイクロブラシ M8 レギュラー
ショート マイクロブラシ M8 ファイン
ショート マイクロブラシ M8 スーパーファイン

成分:
アプリケーター作業部:プラスチックファイバー
アプリケーターハンドル部:プラスチック

【性能・使用目的・効能又は効果】
シーラント、ボンディング、ライニング、フッ素塗布等に使用のディスポーザブルブラシ。アプリケーター先端は塗付部位によって角度調整が可能。 アプリケーター先端部は荒毛ブラシになっており、即重レジンの筆積みや余剰セメントの除去に使用。大きな窩洞部分へのプライマー、ボンディングの塗付にも使用可能。

【品目仕様等】
FDA, ISO 9001: 2008 の規準に対応

【操作方法又は使用方法等】
アプリケーターカートリッジから一本ずつ取り出して使用。塗布部位、または必要に応じてアプリケーター先端部の角度を調整して使用。

【使用上の注意】
① 器具の正しい使用のために、注意事項を必ず守ること。
② 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
③ 使用目的以外に使用しないこと。 必要以上の力を加えないこと。
④ 破損や事故の原因となるので、切削・打刻・曲げなどの改造は絶対に行わないこと。
⑤ 1 回限りの使用で使い捨てることとし、再使用は避けること。
⑥ マイクロブラシ以外の補充はしないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】
① 歯科医療従事者以外が触れないよう適切に保管、管理すること。
② 汚染等を防ぐため、清潔で湿度が高くならない場所にて保管、管理すること。
③ 水分が付着したまま保管しないこと。

【包装】

・アプリケーター:100 本入り×4 箱
マイクロブラシ レギュラー
マイクロブラシ ファイン
マイクロブラシ スーパーファイン

・アプリケーター:100 本入り
マイクロブラシ ウルトラファイン
ショート マイクロブラシ M8 レギュラー
ショート マイクロブラシ M8 ファイン
ショート マイクロブラシ M8 スーパーファイン

【文献請求先】
〒176-0013
東京都練馬区豊玉中 2-18-14
株式会社コサカ

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者 : 株式会社コサカ
住所 : 〒176-0013
東京都練馬区豊玉中 2-18-14
電話番号 :03-3557-4111(代表)
第３種医療機器製造販売業許可 13B3X00551

外国製造業者 :Young Microbrush LLC
(アメリカ合衆国)