*2010 年 11 月 20 日（第 2 版）
2008 年 2 月 1 日（新様式第 1 版）

承認番号：14600BZY00643000

医療用品 4　整形用品
管理医療機器　歯科根管ポスト成形品キット　JMDN:70924000

オブツレイションスクリュー

【禁忌・禁止】
本品の原材料に対して感作、アレルギーを示す患者には使用しないこと。*

【形状、構造及び原理等】

構成品	形　状	原材料
スクリュー	全長 6～15㎜、外径約 1.3㎜φで、頭部にネジ溝を設けたねじ釘状のスクリュー。サイズは全 10 種類	ステンレス鋼
ドライバー(凸)	スクリューを支台歯等にねじ込むために使用する。全長 20㎜、外径約 1.2㎜φ。	快削黄銅
ドライバー(凹)	スクリューを支台歯等にねじ込むために使用する。全長 19.5㎜、外径約 3.2㎜φ。	快削黄銅

【使用目的・効能又は効果】
支台築造に使用する。

【品目仕様等】
以下の試験規格に適合
外観、構造等、顕微鏡試験

【操作方法又は使用方法等】
支台歯等にスクリューをねじ込み、これに他の歯冠材料を取り付ける。

【使用上の注意】
１．使用注意
①本品は、記載の使用目的にのみ使用すること。
②本品は、歯科医療有資格者のみ使用すること。
③使用前に必ず洗浄・滅菌をすること。
④処置の間は、患者がポストやドライバーを誤飲しないように注意すること。*
⑤滅菌は 134℃で高圧蒸気滅菌を行なう。*
⑥滅菌中の温度が 200℃を超えないよう注意すること。*

２．重要な基本的注意
金属アレルギーが表れる可能性があるので、異常を認めた場合は直ちに使用を中止して、専門医の診断を受けさせること。

【貯蔵・保管方法及び有効期間等】*
本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

【包装】
・セット：スクリュー120 本入り（10 種類各 12 本）
　　ドライバー（凹）、（凸）各 1 本
・スクリュー単品：12 本入り
・ドライバー（凸）単品：1 本入り
・ドライバー（凹）単品：1 本入り

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：株式会社ヨシダ
住　　所：〒110-8507
　　東京都台東区上野 7-6-9

お問い合せ先
　器材営業本部
　電 話 番 号：03-3845-2931
　ＦＡＸ番号：03-3841-8204

製　造　元：エフケージー社
　　FKG Dentaire S.A.（国名：スイス）