**2017 年 1 月（第 3 版）
*2005 年 11 月（第 2 版）

承認番号：15600BZY00846000

医療用品 04　整形用品
管理医療機器　歯科根管ポスト成形品キット 70924000

# ユニメトリック

**再使用禁止**

**【禁忌・禁止】**
ニッケル又は本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

**【形状・構造及び原理等】**
本品はサイズの異なるポストと、各々のサイズに必要な付属品(ドリル、レンチ)からなる。

形状：

| Ref. NO. | 名　称 | ｻｲｽﾞ名称 | 種類 |
|---|---|---|---|
| 215 | ユニメトリック<br>(ﾙｰﾄﾎﾟｽﾄ) | 0.8mm タイプ<br>008S 紫,108S 白,108L 白,<br>208S 黄,208L 黄,308S 赤,<br>308L 赤 | 7 |
| | | 1.0mm タイプ<br>110S 青,110L 青,210S 緑<br>210L 緑,310S 黒,310L 黒 | 6 |
| 212 | ﾕﾆﾒﾄﾘｯｸ　ﾍﾞﾈﾄﾚｰｼｮﾝﾄﾞﾘﾙ | 0.8mm ポスト用<br>008,108,208,308 | 4 |
| | | 1.0mm ポスト用<br>110,210,310 | 3 |
| 213 | ﾕﾆﾒﾄﾘｯｸ　ｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝﾄﾞﾘﾙ | 0.8mm ポスト用<br>008,108,208,308 | 4 |
| | | 1.0mm ポスト用<br>110,210,310 | 3 |
| 214 | ﾕﾆﾒﾄﾘｯｸ　ﾌﾟﾘｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝﾄﾞﾘﾙ | 1.0mm ポスト用 | 1 |
| 201 | レンチ | 0.8mm,1.0mm 共用 | 1 |

種類：ポスト先端の太さは 0.8mm(008S～308L)と
1.0mm(110S～310L)の二種類がある。
また、ポストの頭部形状により S,L の 2 タイプがある。

成分：　(%)

| 名称 | Fe | Cr | Ni | W | C | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾕﾆﾒﾄﾘｯｸ(ﾎﾟｽﾄ) | 70 | 17.5 | 9.5 | — | — | 3 |
| ドリル | 96 | — | — | 1.7 | 1.25 | 1.05 |

**【使用目的又は効果】**
本品は、スクリュータイプの補綴用ポストとその付属品からなる。根管治療後、歯冠部の崩壊した歯牙を修復するための支台築造に用いる。

**【使用方法等】**
1）X線画像を参考にして、適切なサイズのポストをセットの中から選び出してください。
2）ポストに適合したベネトレーションドリルを使用して、選択したポストに適した深さまでドリリングしてください。
次にプリキャリブレーションドリル(ネック部黒色)を使用して歯根を拡張し、最終の形成はキャリブレーションドリルで行います。
ドリル上のリング状マークにより、深さを確認できます。
3）レンチを使用してポストを根管内に試適します。
4）ポストもしくは根管内にセメントを塗布して合着します。
5）その上にコアーを形成し、補綴物を装着します。

［使用方法等に関連する使用上の注意］
1）装着する前に十分試適して、無理のない事を確認すること。
2）各ドリルのリング状のマークを良く確認してドリリングを行うこと。
3）ドリルのサイズ及び種類は色で表示されているため、同じ色のポストとドリルを使用すること。

**【使用上の注意】**
1）使用注意
①ポストを根管内に装着する時、根管から突出さないよう十分に注意すること。
②根管にスクリューポストを植立する時は無理な応力が加わらないよう、必ず、十分に根管形成を行うこと。
③本品は再使用しないこと。

2）重要な基本的注意
本品の使用により発疹などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること

**【保管方法及び有効期間等】**
［保管方法］
歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

**＊【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**
** 製造販売業者　デンツプライシロナ株式会社
製造国　スイス
製造業者　メルファー インスツルメント社
Maillefer Instruments Holding Sàrl

＊［問い合わせ窓口］
** カスタマーサービス
電話番号　0120-789-123



BC-TA058