2019 年 4 月作成（第 1 版）　　届出番号：17B2X10001001422

歯科材料（09）歯科用研削材料
一般医療機器　歯科用アブレシブディスク　JMDN コード：35807000
（一般用医療機器　歯科用マンドレル　JMDN コード：32390000）

再使用禁止(ディスク)

スナップオン ポリディスク

【禁忌･禁止】
1)再使用禁止。(ディスク)
2)本製品に感作又はアレルギーを示す患者には使用しないこと。
3)劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
4)器具の形態変更や改造などはしないこと。
5)薬液に 30 分以上浸漬しないこと。

【形状、構造及び原理等】
1. 形状・構造
下記の通り
CA 用



ディスク

タイプ	識別色	作業部直径	接続部径
コース	ブラック	12.0	4.0
ミディアム	ピンク		
ファイン	ブルー		
スーパーファイン	ホワイト		

マンドレル

タイプ	全長	軸径
ミディアム	22.5	2.35
ショート	19.0	

［寸法単位：mm］

2. 原材料
ディスク：ポリエチレンテレフタラート
接続部：ポリウレタン
マンドレル：ニッケルコート銅

3. 包装
キット：1 セット / 箱
ディスク：100 個 / パック、マンドレル：100 本 / パック

【使用目的又は効果】
本品は､研磨材を含む円形で平坦なシートの回転式歯科用器具、及び研磨ディスクを保持するシャフトである。

【使用方法等】
［使用方法］
1) ディスクをマンドレルに確実に装着する。
2) 歯科用電気駆動装置に装着する。
3) 使用前に口腔外で試運転し、振れがないことを確認する。
4) 振れがなければ、研削、研磨する。
※推奨回転数：10,000～12,000rpm
※最大回転数：12,000rpm

［使用方法等に関連する使用上の注意］
・指定の最大回転数を超えて使用しないこと。
・損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり、汚染）等のあるものは使用しないこと。
・予め患者の口腔外で回転させて、振れがないことを確認すること。
・歯科用電気駆動装置等の取扱説明書に従い、バーを確実に奥まで装着したことを確認してから使用すること。
・ヘッドの形状によっては、折れたり、曲がったりすることがあるので、無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
・安全の為に、防護眼鏡を使用すること。
・作業中に異常音が発生したり、激しく振動するような場合、破損が疑われる場合は直ちに作業を停止すること。

【使用上の注意】
1. 本品の使用により、感作又はアレルギー反応が現れる可能性があるので､患者に異常を認めた場合は直ちに使用を中止し、専門医の診察を受けさせること。
2. ディスクは単回使用とし、再使用を禁止する。
3. 使用前に必ず適切な洗浄・滅菌を行うこと。
4. 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので、絶対に行わないこと。
5. 洗浄・滅菌について
［洗浄］
・使用後は防錆洗浄剤を用いて、洗浄すること。血液、体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、腐食防止のために直ちに乾燥させること。
※超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。
※クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。
・ディスクを薬液につけて浸漬する場合、劣化の恐れがあるため、30 分を超えて浸漬しないこと。
［滅菌］
・使用する前にマンドレルが滅菌ずみかを確認する。【オートクレーブ温度、乾燥工程含む 134℃以下厳守。】
※ディスクはオートクレーブ滅菌不可。
［その他］
・洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。

【保管方法及び有効期間等】
1. 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
2. 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
3. 保管中、破損しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】
使用前後は破損、ヒビ、大きな腐食やキズ等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者：株式会社　歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町１－９－１
電話番号：076-278-8800