**2007 年 07 月 01 日（第 3 版）
*2005 年 10 月 01 日（第 2 版）
**医療機器認証番号：20900BZZ00487000

＊歯科材料４　歯科用根管充塡材料

＊管理医療機器　根管充塡材用軟化材　70875000

ネオダイン® ソルベント

NEODYNE® SOLVENT

【形状・構造及び原理等】**

**１．構成

形　状	組　成
液	*d*-リモネン　その他

**２．原理

d-リモネンの油脂溶解作用による。

【使用目的、効能又は効果】

１．酸化亜鉛ユージノール製剤（材）及びガッタパーチャ系製材の軟化・溶解、除去
２．ガッタパーチャを含有する根管充塡ポイントの軟化
３．口唇、手指、器具等に付着した酸化亜鉛ユージノール系製剤（材）の除去

【品目仕様等】**

**１．外観・性状

無色～淡黄色澄明で、オレンジようの芳香がある。

**２．軟化性

（試験方法は社内規格。被験試料：φ 7 mm、厚さ 1 mm）

項　　目	規　　格	実 測 値
酸化亜鉛ユージノールセメント	80 分以内	42 分
ガッタパーチャ	40 分以内	16 分

酸化亜鉛ユージノールセメント：ネオ製薬工業株式会社製 ネオダイン－α
ガッタパーチャ：株式会社松風製 テンポラリーストッピング

【操作方法又は使用方法等】**

１．酸化亜鉛ユージノール製剤（材）及びガッタパーチャ系製材の軟化・溶解、除去には、本品の適量を浸した綿球を根管又は窩洞内に入れ、軟化させて除去するか、滴下した状態でリーマ等により除去する。
２．ガッタパーチャを含有する根管充塡ポイントを軟化させて使用する場合には、本品中に浸漬し、軟化させた後、根管内に挿入する。
３．口唇、手指等に付着した酸化亜鉛ユージノール系製剤（材）の除去には、本品の適量を浸したガーゼ、綿繊維等で軽く清拭する。
４．器具等に付着した酸化亜鉛ユージノール系製剤（材）の除去には、本品の適量を付着部分に塗布し、2 ～ 3 分後に清拭する。

［使用方法に関連する使用上の注意］

**１．ガッタパーチャを含有する根管充塡ポイントを本品に浸漬し、軟化させる場合には、本品をシャーレ等の別容器に移して使用すること。
また、容器が溶解しないか事前に確認すること。［樹脂を侵すことがある。］

**２．器具等に付着した酸化亜鉛ユージノール系製剤（材）を除去する場合には、器具等が本品に侵されないか事前に確認してから、ガーゼ、綿繊維等で清拭すること。

【使用上の注意】*

１．使用注意

1）本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
2）本品は、可燃性なので火気に注意して使用すること。
＊ 3）本品を【使用目的、効能又は効果】に掲げた用途以外に使用しないこと。

２．重要な基本的注意

＊ 1）本品又は本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
2）本品の使用により発疹などの過敏症状が現れた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
3）本品は、目に入らないように注意すること。
万一目に入った場合には、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】*

［貯蔵・保管方法］

１．可燃性なので火気に注意して保管すること。
＊２．室温で保管すること。
３．本品は、歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

［使用期限］

外箱及びラベルに表示
［記載の使用期限は、自己認証（当社データ）による。］*

【包装】

100 mL

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】*

製造販売元：ネオ製薬工業株式会社
住　　所：〒 150-0012 東京都渋谷区広尾 3-1-3
電 話 番 号：03-3400-3768　Fax：03-3499-0613
フリーダイヤル：0120-07-3768
製　造　元：ネオ製薬工業株式会社