BV -301-02
* 2012 年 12 月 6 日作成（第 2 版）
2012 年　1 月 5 日作成（第 1 版）

医療機器承認番号：21400BZY00403000

機械器具　31　医療用焼灼器
高度管理医療機器　眼科用電気手術器　JMDN コード：41645000

アキュテンプ

再使用禁止

【禁忌・禁止】
1.滅菌包装が破損していたりあるいは開封されていた場合は、使用しないこと。
2.本製品は、使用 1 回限りの製品である。一度開封した製品の再滅菌、再使用はしないこと。
3.本製品は、可燃性麻酔薬、酸素ガス、あるいはその他混合ガスがある場所で使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】
本製品は､アルカリ乾電池を内蔵した滅菌済みの使い捨て眼科手術用手持ち焼灼器である。

【使用目的、効能又は効果】
［仕様］
温度調節：ダイヤル可変式
内蔵電池：単３型アルカリ電池　１個

［使用目的］
眼科手術時の止血に使用する。

【操作方法又は使用方法等】
1.無菌的に取り出し、本体からキャップを取り外す。
2.スイッチを押し、先端のチップに電流を流し、止血したい箇所を焼灼する。チップの温度の調節をする場合は、ローターを回す。
（ローターのそばに記載されている以下の記号の方向に回すことにより、温度の調節を行う。）



温度調節（低→高）

3.スイッチから指を離して電流を切る。

＜使用方法に関連する使用上の注意＞
本製品を使用する前に必ず正常に作動するか、又は異常がないかを確認すること。正常に作動しない場合、異常を発見した場合には使用しないこと。

***【使用上の注意】**
＜重要な基本的注意＞
1.キャップは、本体から注意しながら取り外すこと。
2.本製品は、手術の目的以外に使用しないこと。
3.本製品を廃棄する際は、焼却しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】
＜貯蔵・保管方法＞
高温、多湿、直射日光、水濡れを避けて保管すること。
＜有効期間・使用の期限(耐用期間)＞
包装の使用期限の欄に表示

【包装】
10 本/箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】
製造販売業者
ビーバービジテックインターナショナルジャパン株式会社
住所　〒103-0013　東京都中央区日本橋人形町二丁目 13 番 9 号
TEL　03-5651-2861

外国製造業者
ビーバービジテックインターナショナル　インク
（Beaver-Visitec International, Inc.）
国名　アメリカ合衆国