＊＊2020 年 03 月（第 3 版）
＊2017 年 04 月（第 2 版）（新記載要領に基づく改訂）

届出番号：26B1X10008000013

歯科材料 07　歯科用ワックス
一般医療機器　歯科汎用ワックス　31836010

ワックスパターン スプルー

【形状・構造及び原理等】

組成：パラフィンワックス、他
形状：円状、半円状及び楕円状等

品　番	形状(mm)	品　番	形状(mm)
R05	0.5	R50	5.0
R07	0.7	R60	6.0
R10	1.0	HR14	1.4
R12	1.2	HR16	1.6
R14	1.4	HR18	1.8
R15	1.5	HR19	1.9
R18	1.8	HR20	2.0
R20	2.0	HR22	2.2
R22	2.2	HR28	2.8
R25	2.5	L35	1.8 (3.5)
R30	3.0	P45	1.2 (4.5)
R32	3.2		
R40	4.0		

長さ約 20cm、色調ブルー
原理：加熱したインスツルメント等を使用し適所に取り付ける。

＊【使用目的又は効果】

口腔内の印象採得、試適用のワックスパターン、インレー・クラウンのパターン製作などに用いるワックスである。

＊【使用方法等】

1）彫刻刀等で適当な長さに切断します。
2）加熱したインスツルメント等を使用して、完成したワックスパターンの適所に取り付けます。
3）ワックスパターンを支台歯から取り外して、円錐台に取り付けます。
4）ワックスパターンの埋没、焼成、鋳造は通法に従い作業してください。

＊【使用上の注意】

1）使用注意
①本品は可燃性のため、使用の際に火傷に注意すること。
②本品を使用する際には、適切な換気（1時間あたり数回の換気）がなされている場所で使用すること。また、消火器具を備えること。

＊【保管方法及び有効期間等】

［保管方法］
・本品は、高温、直射日光を避けて、火気厳禁の室温で保管すること。
・保管場所には、消火器具を備えること。
・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

＊＊【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元　：株式会社ニッシン
住所　　：〒621-0001
　　：京都府亀岡市旭町樋ノ口 88
電話番号　：0120-571939（フリーダイヤル）
　　電話受付時間　月～金（祝日を除く）
　　午前 10：00～午後 5：00

505750-06