*2017 年 7 月（第 2 版）　　届出番号: 27B1X00118000003
2011 年 2 月（第 1 版）

機械器具２８　医療用定温器

特定保守管理医療機器　　一般医療機器　微生物培養装置　７０１８９０００

インキュベーターミニN

【形状、構造及び原理等】



【使用目的又は効果】

容器の中を一定温度に保ち、微生物を培養するために使用する。

【使用方法等】

１．本体に同梱されている試験管支球を全て入れた状態で外ぶたをかぶせてプラグをコンセントに差し込みます。ON／OFF スイッチを押し電源を入れてください。

２．温度スイッチを押し温度の設定をおこなってください。５秒後に容器内温度に切り替わります。

*３．約１時間で設定温度に達しますので、温度が設定温度で安定した後、試験管等をセットしてください。

* ※ 試験管等をセットする際、容器内側面に接しないよう奥まで垂直に入れてください。また、中心部はお避けください。

４．適時設定温度を調整して、容器内温度を最適な温度にしてください。

【使用上の注意】

*１．本製品は、記載の使用目的以外に使用しないこと。

２．定格１００Ｖ　５０／６０Ｈｚのコンセントを使用してください。異常発熱して発火することがあります。

３．不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しないで下さい。火災の恐れがあります。

４．屋内で使用してください。また、直射日光や熱の影響を受けやすいところを避け、１０～３０℃の環境でお使いください。

５．お手入れにはクレンザー、シンナー、ベンジン等を使用しないで下さい。

６．本体を落としたり、衝撃を与えないで下さい。

７．修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、修理改造は行わないでください。発火、異常動作してけがをすることがあります。

８．水につけたり、水をかけないでください。ショート、感電の恐れがあります。

９．ぬれた手で製品を使用しないでください。ショート、感電の恐れがあります。

10．幼児の手の届くところで使わないでください。やけど、感電、けがの恐れがあります。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

有限会社ウィルデント
電話：06－6367－0073