機械器具84
X線増感紙(34317000)
一般医療機器

フレア増感紙

【形状・構造及び原理等】

支持体に蛍光体を塗布したシートです。乳剤X線フィルムと共に使用し、増感紙の蛍光色素と1次X線が反応して蛍光を発生させる。この光がフィルムに記録される。

【使用目的又は効果】

患者の被曝線量を減少させ、露出時間を短縮し、動きによるアーチファクトがフィルム画像に生じることを減少します。

【使用方法等】

フィルムカセッテ等の本体と蓋にそれぞれ貼付する。

【使用上の注意】

① フィルムのタイプに合った増感紙を使用すること。
② 水等がかからない場所で使用すること。使用するときは乾いた状態で使用してください。
③ 蛍光面に傷や折れがつかないように扱うこと。傷や折れがついたときは新品と交換してください。
④ 本品を廃棄する場合は産業廃棄物となります。必ず地方自治体の条例・規則に従い、許可を得た産業廃棄物処分業者に廃棄を依頼してください。

【保管方法及び使用期間等】

1、保管方法

直射日光が当たる場所、強い紫外線が当たる場所、各種放射線が当たる場所、高温多湿やほこりの多い場所は避けて保管してください。

2、有効期間

有効期限（使用期限）は、クリーニングを行ったうえで傷、折れ、汚れ、変色や感度低下等により診断画像に劣化を生じるまでです。

【保守、点検に係る事項】

使用者の保守、点検

使用者による日常及び定期点検を必ず行ってください。

特に下記項目の点検を実施してください。

① 平面性
② 外部の損傷・汚れの程度確認

【製造業者又は製造販売業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:フレア株式会社

外国製造業者:Kiran Medical Systems
国　　名:インド