プログラム 01　疾病診断用プログラム
管理医療機器　医用電子血圧計用プログラム 16173032
（電子血圧計用プログラム　16173022）

メディカルリンク Pro

【形状・構造及び原理等】

1. 概要

本製品は、データベースに蓄積された血圧データ（血圧値および脈拍数、以下同じ）を処理し、診断に用いるためのグラフをネットワーク経由で提供するプログラムである。本プログラムはWEB サーバに実装され、医療従事者は汎用 IT 機器にインストールされた一般的なブラウザを経由して、本機能を利用する。

2. 動作原理

データベースに蓄積された血圧データは、本製品により処理され、診断に用いるためのグラフとして汎用 IT 機器上のブラウザに表示される。また、医療従事者が入力したデータおよび、医用電子血圧計の測定間隔、測定回数、測定開始時間のデータは本製品によりデータベースに出力され蓄積される。

【使用目的又は効果】

家庭で測定した血圧値、及び診察室で測定した血圧値を集計・グラフ化し、診断のために提供すること。

【使用方法等】

1. 動作環境及び事前準備

本製品は以下の仕様を満たす汎用 IT 機器にインストールされたブラウザ上で動作する。

汎用 IT 機器性能：

OS：Windows Vista 以降、Mac OS v10.8 以降
HDD（空き容量）：空き容量 40MB 以上（データ保存容量は除く）
メモリ：OS の奨励値以上
画像表示モニタ：解像度 1024 × 768 ピクセル以上
ブラウザ：Internet Explore7 以降、Safari6 以降

2. 操作

（1）ブラウザで所定のウェブサイトに移動する。
　　以下は、全てホーム画面上の所定のボタンをクリック後の操作を示す。
（2）ログイン：ユーザ ID/ パスワードを入力する。
（3）データの閲覧：患者を指定し、当該患者のグラフを表示する。

3. 終了

（1）ログアウトボタンを押す。
（2）必要に応じて電源を切る。

【使用上の注意】

1. その他の注意

コンピュータウイルス及び情報の漏えい等に注意すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：オムロンヘルスケア株式会社
　　電話：0120-30-6606

取扱説明書を必ずご参照下さい。