2026 年 1 月発行（第 1 版）　　届出番号:13B2X10077OCUL18

機械器具 22 検眼用器具
一般医療機器　眼球突出計　JMDN16345000

オクルス　ヘルテル眼球突出計

【形状･構造及び原理等】

1. 形状、構造
寸法、質量（許容誤差：± 10%）
寸法(H×W×D)：26　×　260　×　78mm
質量：111 g



2. 原材料

名称	原材料
眼窩壁接地部	熱可塑性エラストマー
測定値メモリ	透明 ABS 樹脂
スライドバー	アルミニウム-マグネシウム合金

【使用目的又は効果】

本品は、眼球の異常突出の程度を測定するために用いる。

【使用方法等】

1.　使用方法
（1）患者の向かいに座る。
（2）両手を使って、ミラー式眼球突出計の青い支柱を眼窩の側頭外側壁に当てる。最初に、眼球突出計が右眼窩縁にしっかりと固定されていることを確認する。
（3）右手でスライド レールの可動部分を調整し、左側の眼窩縁も青いサポートの最も低い位置に配置されるようにする。
（4）スライドレール上で眼窩縁の目盛を確認する。
（5）必要に応じてこの値を記録する。
（6）患者に目を大きく見開いてまっすぐ前を見るように指示する。
（7）患者の右眼の眼球突出を測定する。
（8）片目で左の三角ミラー内側の目盛を覗き込む。
（9）赤い固定線が 18 mm のマークにくるまで、顔を左右に動かす。
（10）患者の角膜頂点の目盛を読み取り、記録する。
（11）同じ要領で患者の左眼を測定する。

2.　使用方法に関連する使用上の注意
（1）必要に応じて、柔らかく糸くずの出ない布で本製品を清掃する。
（2）汚れがひどい場合は、湿らせた布に少量の食器用洗剤を含ませて使用する。
（3）清掃には、アルコール、エーテル、または類似の溶剤は使用しない。
（4）本製品は、使用前に必ず消毒する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:　株式会社ニコンソリューションズ
TEL 03-3773-8273
外国製造業者:　OCULUS Optikgeräte GmbH
ドイツ