*2017年11月改訂（第3版）（新記載要領に基づく改訂）
*2014年07月01日改訂（第2版）
2014年05月01日作成（新様式第1版）　　届出番号：27B2X00281000071

歯07　歯科用ワックス
一般医療機器　歯科汎用ワックス　JMDN31836010

CN歯冠色：ワックス

【形状、構造及び原理等】
成分：パラフィンワックス、ダンマル、その他

【使用目的又は効果】
メタルボンド及び硬質レジンの試適用。

【使用方法等】
歯科技工用インスツルメントで加熱溶融し、鋳造冠上に盛り上げ彫刻する。

【使用上の注意】
①本品は、可燃性であるので、使用の際、火傷をしないよう注意すること。
②本品は、**【使用目的】**に記載した用途以外には使用しないこと。
③本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。他の製品と混用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】
・室温にて保管すること。
・本品を高温となる場所(ストーブの側、直射日光の当たる場所など)に放置しないこと。
・使用及び保管場所には、消化装置を備えること。
・本品は、火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しないこと。
・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者：株式会社カム・ネッツ
住　　所：〒578-0903
大阪府東大阪市今米１－１７－１２
電 話 番 号：072(966)4180
ＦＡＸ番号：072(963)4182
Ｅ-Ｍａｉｌ：info@come-nets.net
*製　造　元：デンケン・ハイデンタル株式会社