**2026 年 11 月改訂（第 3 版）
*2024 年 4 月 1 日改訂（第 2 版）
2017 年 11 月作成（第 1 版）（新記載要領に基づく改訂）　　届出番号：27B2X00281000143

歯 09　歯科用研削材料
一般医療機器　歯科技工用アブレシブ研削器具　JMDN70901000

CNカーボランダムポイントⅡ

【形状、構造及び原理等】

成分：作業部…緑色炭化けい素
　　軸部…ステンレス鋼
形状：作業部の形状の異なる 8 種がある。

【使用目的又は効果】

炭化けい素からなる技工用研削材。ポイント状の形態をもつ。
歯科用金属等の荒削りに用いる。

【使用方法等】

1）本品を歯科技工用ハンドピース等に装着する。
2）歯科技工用ハンドピースにより本品を回転させる。
3）回転させた本品を技工物に押し当て、研削を行う。

［使用方法に関連する使用上の注意］

1）ハンドピース（タービン）メーカーの指定に従ってシャンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。
2）予め予備回転させて、振れがないことを確認すること。
3）無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。

【使用上の注意】

**①25,000rpm の回転数を超えて使用しないこと。
②損傷、変形(表面キズ、曲がり)等のあるものは、使用しないこと。
③目の損傷を防ぐために、保護めがね等を使用すること。
④本品を扱う際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用すること。
⑤本品は、**【使用目的又は効果】**の項及び説明書に記載の用途以外には使用しないこと。
⑥本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社カム・ネッツ
住　　所：〒578-0903
　　大阪府東大阪市今米１丁目１７番１２号
電 話 番 号：072-966-4180
**ＦＡＸ 番 号：072-963-4182
Ｅ-Ｍａｉｌ：info@come-nets.net

*外 国 製 造 所：ﾑﾝｷﾞｮｳ ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
　　Mungyo Corporation
国　　名：大韓民国