*2026 年 1 月改定（第 2 版）
2017 年 11 月作成（第 1 版）（新記載要領に基づく改訂）

届出番号：27B2X00281000158

歯 07　歯科用ワックス
一般医療機器　歯科汎用ワックス　JMDN31836010

アルデンテ　CAD／CAMワックス

【形状・構造及び原理等】

成分：パラフィンワックス、マイクロクリスタリンワックス、
　　合成樹脂、色素

色調の違いにより、以下の 3 種がある。
・ベージュ
・グレー
・グリーン

【使用目的又は効果】

インレー・クラウンのパターン製作などに用いる。

【使用方法等】

1)模型材の表面に分離材を塗布する。
2)加熱した歯科技工用インスツルメント等を用いて、
　本品を軟化・溶融させ、これを模型上に盛り上げる。
3)室温で放冷後、歯科技工用インスツルメント等により彫刻し、
　形態を整えて、ろう型を作製する。
4)作製したろう型を３Ｄスキャナにセットし三次元的に取り
　込む。
5) 取り込まれた画像データを専用ソフトウェアで歯科修復物
　の設計をする。
6) 以下、CAD/CAM 技術を利用して歯科用補綴物を作製する。

【使用上の注意】

①本品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないよう注
　意すること。
②本品は、**【使用目的】**に記載した用途以外には使用しないこ
　と。
③他の製品と混用しないこと。
④本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

・常温にて保管すること。
・本品を高温となる場所(ストーブの側、直射日光の当たる場
　所など)に放置しないこと。
・使用及び保管場所には、消化装置を備えること。
・本品は、火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に
　保管しないこと。
・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する
　こと。

***【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：株式会社カム・ネッツ
住　　所：〒578-0903
　　大阪府東大阪市今米 1-17-12
電 話 番 号　：072(966)4180
ＦＡＸ番号　：072(963)4182
Ｅ-Ｍａｉｌ　：info@come-nets.net
外国製造所：シラデント ドクター ベーメ アンド シェップス
　　SILADENT Dr Boehme ＆ Schoeps GmbH
国　　名：ドイツ