医 05　副木
一般医療機器　足指セパレータ　JMDN コード：13544000

セパレーターパッド

【禁忌・禁止】
・ 足指、足爪に出血、障害または疾病がある場合は、本品を使用しないこと。［症状が悪化する恐れがある］

【形状・構造及び原理等】
1. 本品は、U 字型チャネル構造からなる弾力性のある器具である。
2. 本品の原材料はエラストマーである。





【使用目的又は効果】
本品は個々の趾節骨を一定の位置に保持するために用いる。

【使用方法等】
1. 本品は第 1 趾用（親指）となります。第 1 趾（親指）と第 2 趾（人差し指）の間に本品を U 字のカーブに沿って装着します。（装着方向を間違わないようにしてください。）
2. 装着時間は、1 回につき 1 時間程度とし、足の様子をよく観察してください。
3. 使用に慣れてからは就寝中及び日中の使用が可能ですが、装着時間は 2～3 時間を目安としてください。
4. 2～3 時間の装着において、足の異常が特に認められなければ、さらに装着時間を延ばし、最大で 8 時間を装着限度時間としてください。

【使用上の注意事項】
1. 本品を使用して痛みや腫れ、違和感が生じた際は使用を中止し、直ちに医師に相談してください。
2. 使用前には、汚れ・破損・変形等が無いことを確認してください。本品に異常がある場合には使用をしないでください。
3. 使用当初は、就寝中の使用は避けてください。
4. 本品を使用した状態で靴を履く場合は、伸縮性があり前部が広く開いた靴や、つま先部分が広くなっている靴を着用してください。

【保管方法及び有効期間等】
〈保管方法〉
（1）<u>次のようなところに保管しないでください。</u>
・ 水のかかるところ
・ 塩分など、暖房器具のそば、ほこり、直射日光、多湿・高温を含んだ空気の影響を受けるところ
・ 子供や動物の手の届くところ
・ 化学薬品の保管場所や腐食性ガスの発生するところ
（2）保管環境条件：
・温度：1～30℃
・湿度：10～95%RH（結露なきこと）

〈耐用期間〉
標準的な使用期間　：3 年［自己認証（当社データ）による］

【保守・点検に係る事項】
1. 使用前に本品に損傷がないこと、清潔であることを確認してください。
2. 本品が汚れた場合は、ぬるま湯で手洗いし、乾燥させてください。
3. 洗剤を使用する場合は中性洗剤とし、柔軟剤や漂白剤は使用しないでください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
〈製造販売業者〉
カーターテクノロジーズ株式会社
埼玉県北葛飾郡松伏町松伏 3207
TEL. 048-993-4422