**2022 年 9 月（第 5 版）
*2019 年 4 月（第 4 版）
認証番号：224ADBZX00290000

歯科材料　5　歯科用接着充填材料
管理医療機器　歯科用色調適合確認材料　　70845000

トライ　イン　ジェル

【禁忌・禁止】

本品の成分に対し、過敏症の既往症のある患者には、使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

性　状：ゲル状ペースト
色　調：クリア、ホワイト、イエロー、ブリーチ、
　　ホワイトオペーク
成　分：ｸﾞﾘｾﾘﾝ、水、ﾊﾞﾘｳﾑｱﾙﾐﾉﾎﾞﾛｼﾘｹｰﾄｶﾞﾗｽ、色素、その他

原理：歯科用コンポジットレジンセメント「エヌ・エックス・スリー」の硬化物と同等の色調を有し、適合性の確認を補助する。

【使用目的又は効果】

歯科用セメントの色調適合性の確認に用いる。

【使用方法等】

1. テンポラリーの補綴物を除去し、形成歯面を常法に従い清掃する。水洗後、余剰水分を除く。
2. 色調を確認するために適切な色調のトライ イン ジェルを補綴物に薄く塗る。軽く押し補綴物を圧接し、はみ出したトライ イン ジェルを取り除く。
3. 色調を評価する。
4. 補綴物を除去し、強い水流でスプレーしトライ イン ジェルを洗い流す。有機残渣は、アルコールかアセトンで除去後、超音波洗浄器で洗浄する。
5. セラミックやポーセレンの表面は、リン酸エッチング材を塗布し、清掃する。その後十分に洗浄し、乾燥させる。

［使用方法に関連する使用上の注意］
① 本材は、歯科用コンポジットレジンセメント「エヌ・エックス・スリー」専用であり、他のセメントの色調確認には使用しないこと。
② セメントの接着強さが低下する恐れがあるので、本材は試適後に水洗等により完全に除去すること。

【使用上の注意】

［重要な基本的注意］
① 本材の使用により発疹、温疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
② 本材の使用により発疹、温疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた術者は、使用を中止し、医師の診断を受けること。
③ 本材は口腔軟組織や皮膚に付着させたり、目に入らないように注意すること。付着した場合には、すぐに大量の流水で洗浄すること。万一目に入った場合には、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診断をうけること。

【保管方法及び有効期間等】

［保管方法］
・高温多湿を避けて室温で保管すること。

［有効期間］
・24 ヶ月　［自己認証（製造元データ）による］
使用期限は、包装に記載。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者氏名　：エンビスタジャパン株式会社
製造業者　：カー社（Kerr Corporation）
国名　：アメリカ（U.S.A.）