*2014 年 5 月 1 日改訂（第 2 版）
2008 年 2 月 26 日作成（新様式第 1 版）
医療機器認証番号：219ACBZX00036000

器 62　歯科用切削器
管理医療機器　超音波歯周用スケーラ　36047000

ターボ　ＰＩＥＺＯ
（スケーラチップ）

【形状・構造及び原理等】

本品は、ターボ ＰＩＥＺＯに装着して使用するスケーラチップであり、下記の 4 つのタイプがある。


ユニバーサルストレート


ユニバーサルアーチ


ペリオ


バーネットパワー

材質：ステンレス鋼

【使用目的、効能又は効果】

使用目的：
歯の表面から歯石等の沈着物を除去するために用いる。

【操作方法又は使用方法等】

1. 機器本体（ターボ ＰＩＥＺＯ）の取扱説明書に従い、機器を準備する。
2. 使用に適した形状のスケーラチップを選択し、チップレンチを使用して時計回りにしっかり固定する。その際、きつくしめすぎないようにすること。チップが完全に取り付けられていないと、正しい出力が得られないことがあるため、出力が弱く感じられた時は、チップを取り付け直すこと。
3. 本体を起動させ、スケーリングを開始する。

【使用上の注意】

・機器本体（ターボ ＰＩＥＺＯ）の取扱説明書を必ず読むこと。
・本品は未滅菌品のため、初回使用時を含めた各使用前に毎回必ず滅菌を行うこと。
・古くなっている、磨耗している、あるいは鈍くなっているスケーラチップを使用すると、良いスケーリング効果が期待できない上、過剰な熱が発生するため、直ちに交換すること。また、折れ曲がったチップは使用しないこと。
・使用時、チップを冷却し、歯面を洗浄するために、常に水がチップを通して流れているようにすること。
・組織を損傷する恐れがあるため、スケーリングの際はリトラクターを使用し、唇、頬、舌がチップに触れないようにすること。
・スケーラチップの側面を用いて沈着物を歯から除去すること。スケーラチップの先端を用いて歯を削り取らないこと。また、スケーラチップに過度の力をかけないように注意すること。
・**【使用目的、効能又は効果】**の項に記載の用途以外には使用しないこと。
・歯科医療有資格者以外は機器を使用しないこと。

【貯蔵･保管方法及び使用期間等】

・水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。
・貯蔵・保管にあたっては、洗浄をした後、腐食を防ぐために保管期間の長短にかかわらず必ず乾燥をすること。
・滅菌済みのものを貯蔵・保管するにあたっては、再汚染を防ぐため清潔な場所に保管をするとともに、有効保管期間の管理をすること。
・「もらいさび」を防ぐため、錆びている器具と一緒に保管しないこと。
・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【保守･点検に係る事項】

・本品は、使用前に毎回必ず滅菌及び点検すること。
・洗浄、滅菌前に機器本体（ターボ ＰＩＥＺＯ）の取扱説明書を必ず読むこと。
・本品を本体より取り外し、洗剤及び水で擦り洗いをするか、超音波洗浄し、流水で充分すすいだ後、乾燥させてから高圧蒸気滅菌する。
・本品を腐食、劣化させる恐れがあるため、磨き粉、金属ウール、金ブラシは使用しないこと。

【包装】

1 本／ケース

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】*

製造販売業者：フィード株式会社
神奈川県横浜市西区みなとみらい 2-3-3
クイーンズタワーB 19F
商品インフォメーションデスク
電話 0120-004-504

製造業者　：パーケル　インク（アメリカ合衆国）
（Parkell, Inc.）

文 2062-30003-02

取扱説明書を必ずご参照下さい。