医療用品 04 整形用品
一般医療機器 皮膚バリア粘着プレート 31071000

Ｕｍｉｏｔｏ傷跡ケアテープ

【禁忌・禁止】
・　本品の構成材料又は粘着剤に対し過敏症の既往歴を有する者には使用しないこと。
・　皮膚炎、感染創、又は創傷が完全に治癒していない部位には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品は、保護フィルム、粘着層及び剥離フィルムからなる三層構造の瘢痕管理用シートである。

- 保護フィルム：ポリウレタン（PU）フィルム
- 粘着ジェル層：感圧性粘着剤
- 剥離フィルム：ポリエチレン（PE）フィルム又はポリエチレンテレフタレート（PET）フィルム

2. 寸法

サイズ（cm）
4×210
5×300

【使用目的又は効果】

外部の汚染物質から皮膚部位を保護するために皮膚に粘着する。

【使用方法等】

1. 使用前に、対象部位を清潔な状態にし、水分及び油分を十分に除去して乾燥させること。
2. 包装から本品を取り出し、必要に応じて適切な大きさ及び形状に裁断すること。
3. 瘢痕部位及びその周辺皮膚を十分に覆うように貼付すること。
4. 初回使用時は、1日当たり2～4時間の貼付から開始すること。
5. 皮膚に異常が認められない場合は、使用時間を徐々に延長し、最長24時間まで連続して貼付することができる。

【使用上の注意】

1. 本品は、清潔かつ乾燥した瘢痕部位に使用すること。創傷が完全に治癒した後に使用すること。
2. 使用中に赤み、発疹、そう痒感、刺激感その他の皮膚異常が認められた場合は、直ちに使用を中止し、症状の改善を確認してから再使用すること。
3. 症状が改善しない場合又は悪化する場合は、医師に相談すること。
4. 外用薬等と併用する場合は、本品が治療部位を十分に覆うよう使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

(ア)相対湿度80％以下の環境で保管すること。

(イ)腐食性ガス、洗浄剤その他の有害物質との接触を避けること。

(ウ)直射日光、高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
名称：熙臣国際株式会社
住所：東京都北区豊島５－４－１－１１３
電話番号：03-6789-7591

製造業者
名称：
Shenzhen Hengdasheng Technology Co., Ltd
(中華人民共和国)