＊2025年9月（第2版）　　医療機器製造販売届出番号：

46B3X10006000001

2024年2月（第1版）

医療用品(04)　整形用品

一般医療機器　液体包帯（JMDN：33584000）

キュアスプレー

【禁忌・禁止】

1．使用目的以外の用途で使用しないこと。

2．　本剤に配合された原材料に対し、発疹・皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用をしないこと。

＊【形状・構造及び原理等】

1．概要

本剤は、皮膚の傷、口腔内粘膜の傷口、炎症、出血部位を保護する半液体状の材料である。主には、皮膚の創傷部位を覆ったり、創保護目的で一時的又は短期的に使用する。

2．形状・構造

本剤は白色の半液体状である。構造は特定しない。

3．原材料

リン酸カルシウム、アガロース、純水

4．原理

アガロースの繊維上にリン酸カルシウムが結晶化しているゲルを粉砕し、純水で希釈している。傷の表面にリン酸カルシウムアガロースの粒子が付着する。これにより、皮膚の傷、炎症、出血部位を保護することができる。

＊【使用目的又は効果】

本剤は、皮膚の傷、口腔内粘膜の傷口、炎症、出血部位を保護する半液体状の材料である。一時的又は短期的に使用する。

＊【使用方法等】

1．使用前の準備

1）滅菌包装に破れや破損が無いことを確認する。

2）スプレーボトルを滅菌包装から取り出す。

2．使用中の操作

1）スプレーボトルを皮膚の創傷部位、口腔内粘膜の傷口等に向ける。

2）皮膚の創傷部位、口腔内粘膜の傷口等から数センチ離して、2～3回スプレーする。

3）一日に2～3回スプレーによる塗布を繰り返す。

＜使用方法に関連した使用上の注意＞

1．　本剤は一時的又は短期的使用を前提としている。長中期的に使用しないこと。

2．本剤は皮膚の傷口表面への適用を意図している。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

1．　使用開始前に滅菌包装に破損を認めた場合は使用しないこと。

2．　本剤の使用により発疹、皮膚炎等の過敏症状を認めた場合はすぐに使用を中止すること。

【保管方法及び有効期間等】

1．保管方法

冷暗所に保存。

開封後は蓋をし、冷暗所に保存し速やかに使用すること。

2．有効期間：2年（開封前）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社キュア薬品

電話　：099-285-8193

製造業者　　：株式会社キュア薬品