＊2026 年 4 月（第 3 版）
＊＊2024 年 12 月（第 2 版）

医療機器製造販売届出番号：46B3X10006000002

医療用品(04)　整形用品
一般医療機器　液体包帯（JMDN：33584000）

キュアデコート

【禁忌・禁止】
1. 使用目的以外の用途で使用しないこと。
2. 本剤に配合された原材料に対し、発疹・皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用をしないこと。

【形状・構造及び原理等】
1. 概要
本剤は、口腔内の傷、炎症、出血部位を保護する半液体状の材料である。主には、抜歯後や口腔粘膜の創傷部位を覆ったり、口内炎などの炎症部位の創保護目的で一時的又は短期的に使用する。本剤は粘膜の傷口表面への適用を意図しており、抜歯窩洞内には適用しない。

2. 形状・構造
白色の半液体状。

3. 原材料
リン酸カルシウム、アガロース、純水

4. 原理
アガロースの繊維上にリン酸カルシウムが結晶化しているゲルを粉砕し、純水で希釈している。傷の表面にリン酸カルシウムアガロースの粒子が付着する。これにより、抜歯後などの口腔内の傷、炎症、出血部位を保護することができる。

【使用目的又は効果】
本剤は、口腔内の傷、炎症、出血部位を保護する半液体状の材料である。一時的又は短期的に使用する。

【使用方法等】
1. 使用前の準備
1）滅菌包装に破れや破損が無いことを確認する。
2）シリンジを滅菌包装から取り出す。

2. 使用中の操作
1）シリンジを口腔内の創傷部位に向ける。
2）創傷部位から少し離して塗布する。
3）しばらくおいてから、必要な場合は塗布を繰り返す。

＜使用方法に関連した使用上の注意＞
1. 本剤は一時的又は短期的使用を前提としている。長中期的に使用しないこと。
2. 本剤は粘膜の傷口表面への適用を意図している。抜歯窩洞内には適用しないこと。

【使用上の注意】
＜重要な基本的注意＞
1. 使用開始前に滅菌包装に破損を認めた場合は使用しないこと。
2. 本剤の使用により発疹、皮膚炎等の過敏症状を認めた場合はすぐに使用を中止すること。

【保管方法及び有効期間等】
1. 保管方法
冷暗所に保存。
開封後は蓋をし、冷暗所に保存し速やかに使用すること。
2. 有効期間：2 年（開封前）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者：株式会社キュア薬品
電話　：099-285-8193
製造業者　　：株式会社キュア薬品