**2026年７月(第5版)
*2021年８月(第4版)

医療機器認証番号：226ABBZX00103000

歯科材料 05　歯科用接着充填材料
管理医療機器　歯科用色調適合確認材料　70845000

パナビア® V5 トライイン ペースト

【禁忌・禁止】
・本品に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

*【形状・構造及び原理等】

形状	組成
ペースト	グリセリン、シリカ系フィラー（表面処理石英粉、その他）、着色剤

色調：ユニバーサル、クリア、ブラウン、ブリーチ、オペーク

本品に同梱されている構成品等についてパッケージの記載をご参照ください。

*[作動・動作原理等]
「パナビア® V5 ペースト」及び「パナビア® ベニア LC ペースト」の硬化物と同じ厚みの時に同等の色調、透明性を有し、色調適合性の確認作業を補助します。

【使用目的又は効果】
[使用目的]
歯科用セメントの色調適合性の確認に用いる。

【使用方法等】
併用する材料について
本品と併用する材料は次のとおりです。
使用方法については、下記製品の電子添文にしたがってください。
*(1)歯科用コンポジットレジンセメント
「パナビア® V5 ペースト」(医療機器認証番号：226ABBZX00102000)
「パナビア® ベニア LC ペースト」(医療機器認証番号：303ABBZX00035000)
使用方法
(1)補綴物の試適
①通法にしたがい仮封材・仮着材を除去し、窩洞、支台歯の清掃、防湿を行います。
*②適用する色調を選択し、補綴物の被着面に塗布し試適します。マージン部から溢れた余剰のペーストはディスポ小筆ブラシ等で除去します。本品の色調は「パナビア® V5 ペースト」及び「パナビア® ベニア LC ペースト」の硬化物の色調に対応しています。
③色調を確認した後、補綴物を取り外し、補綴物及び歯面に付着している本品を水洗により完全に取り除きます。
*(2)補綴物の接着
「パナビア® V5 ペースト」又は「パナビア® ベニア LC ペースト」の電子添文にしたがい補綴物を接着します。

[使用方法に関連する使用上の注意]
*①「パナビア® V5 ペースト」及び「パナビア® ベニア LC ペースト」専用の歯科用色調適合確認材料です。
*②重合硬化しないため補綴物の接着は出来ません。
③シリンジ先端部のペーストが分離し、透明な液が出る場合がありますが、先端部のみの現象なので透明な液を廃棄して使用すること。
*④「パナビア® V5 ペースト」及び「パナビア® ベニア LC ペースト」の硬化物と同じ厚みの時に同等の色調となるように設計されております。したがって、本品で試適する時は、最終的な装着時と同様に補綴物の適合性に気をつけながら行ってください。
⑤試適後は水洗により本品を完全に除去すること。水洗が不十分だと接着強さが低下するおそれがあります。

【使用上の注意】
(1)使用注意
①他の材料と混ぜて使用しないこと。
②本品を誤飲させないように注意すること。
(2)重要な基本的注意
*①本品の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
②本品との接触による過敏症状の予防のため、使用に際しては、手袋の着用等の適切な防護処置を行うこと。
③本品が口腔軟組織・皮膚に付着しないように注意すること。口腔軟組織、皮膚に付着した場合には、アルコール綿球等で拭き取り、多量の水で洗浄すること。また、本品が目に入らないように使用時はタオル等で目を覆うこと。目に入った場合には、ただちに多量の水で洗浄し、眼科医の診断を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】
[保管方法]
・本品は、2～25℃で保管し、直射日光、デンタルライト等の強い光が当たる場所に置かないこと。

**[有効期間]
・本品は包装に記載の使用期限※までに使用すること。
※(例 YYYY-MM-DDは使用期限YYYY年MM月DD日を示す。)
[記載の使用期限は自己認証(当社データ)による。]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売元：
クラレノリタケ デンタル株式会社
〒959-2653 新潟県胎内市倉敷町2-28
フリーダイヤル：0120-330922

販売元：
株式会社モリタ
〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18　TEL(06)6380-2525
〒110-8513 東京都台東区上野2-11-15　TEL(03)3834-6161

「パナビア」は株式会社クラレの登録商標です。