機械器具 50　開創又は開孔用器具
一般医療機器　膣拡張器具（JMDN コード:11267000）

膣鏡

【警告】
・本品は未滅菌品につき、使用する場合は、高圧蒸気滅菌等の方法にて滅菌して使用すること。
・使用する前に添付文書を必ず参照すること。
・曲げたり、削ったり等の加工(破損の原因)を行わないこと。

≪高圧蒸気滅菌条件≫

日本薬局方

滅菌温度	保持時間
115～118℃	30 分
121～124℃	15 分
126～129℃	10 分

ISO/TS 17665-2

滅菌温度	保持時間
121℃	15 分
126℃	10 分
134℃	3 分

【形状・構造及び原理等】

形状、構造



仕様

	カタログ番号	弁　(mm)		
		幅	厚さ	長さ
分解可能型膣鏡 AS 型	AS153518	35	19	101

【使用目的又は効果】

膣腔内に挿入後、拡張させて膣腔を検診、又は膣、子宮内の医療処置、手術に使用する。

【使用方法等（用法・用量を含む）】

・使用前に本品が洗浄・滅菌されていることを確認すること。また、傷や変形等の異常がないことを確認すること。
・使用後の器具に傷や変形等の異常が生じていないことを確認すること。
・異常がある場合、患者の膣腔内を傷つけている可能性があります。
・使用後は速やかに洗浄すること。

【使用上の注意】

・本品をはじめて使用する場合は、金属加工時の油膜を洗浄してから、滅菌すること。
・本品は未滅菌品なので、高圧蒸気滅菌等の適切な滅菌方法によって滅菌すること。
・本品を使用前に、傷や変形等の異常がないか確認すること。
・本品に異常が見つかった場合は、決して使用しないこと。
・使用時には、過度の力を加えたりして無理をしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

・高温、多湿、直射日光、水濡れを避け、常温、常湿で保管すること。
・滅菌済みのものを貯蔵・保管する際は、再汚染を防ぐため清潔な場所に保管すること。

【製造業者又は製造販売業者の氏名又は名称及び住所等】

■ 製造販売業者

ケン・メディカル株式会社
〒661-0033　兵庫県尼崎市南武庫之荘 1 丁目 22-18
TEL : 06-4962-5060

■ 外国製造業者

業者名 :Nopa Instrument Medizintechnik GmbH（ノパインスツルメンツ社）
国　名 :ドイツ