**2025年10月（第3版）
*2017年11月（第2版）（新記載要領に基づく改訂）

医療機器認証番号：226AFBZX00164000

機械器具 53　医療用消息子
管理医療機器　単回使用手術用消息子（JMDN：32870002）

スーチャートラベクロトミー

再使用禁止

【警告】
本品を挿入、抜去する際は目的部位に対し十分注意して取り扱うこと。
［内膜損傷の恐れがある為］

【禁忌・禁止】
適用対象（患者）
1）本品に感作又はアレルギーを示す患者には使用しないこと。
使用方法
1）本品を曲げ、切削等の二次的加工（改造）は行わないこと。［折損等の原因となるおそれがある］
2）再使用禁止［二次感染のリスクが発生し、患者及び使用者への感染、伝染を引き起こす恐れがあるため］＊
3）再滅菌禁止［製品の劣化により強度不足等が生じるため］＊

【形状・構造及び原理等】
1. 構成
本品は、軟性材料製である。糸部（本体）および先端部からなり、先端部は用途に応じ片端或いは両端が楕円形状である。

2. 形状
右図の通り




糸部（本体）

公称号数	メトリックサイズ	直径［mm］	長さ［mm］
5－0	1	0.100　～　0.149	50，60，70，80，90，100，110，120，130，140，150，160，170，180，190，200

先端部

直径［mm］	長さ［mm］
0.15～0.30	0.4～0.8

3. 原材料
ポリアミド **

4. 原理
シュレム管内に本品を挿入、探査したのち、進展させることで房水流出抵抗が大きいとされているシュレム管内皮網組織を開放することにより眼圧下降を図る。

【使用目的又は効果】＊
軟性材料製で細い棒状の手術器具である。眼科手術：緑内障のトラベクロトミー（線維柱帯切開術）に使用し、房水流出抵抗が大きいとされているシュレム管に挿入、探査したのち、シュレム管内皮網組織を開放することにより眼圧下降を図る生理的房蜜水流出路再建術に使用する。先端は楕円形状に加工されている。本品は単回使用である。

【使用方法等】
解放されたシュレム管の走行に従って、管内に慎重に挿入する。角膜の中心部に向かって回すようにしてシュレム管を開放させ、房水の流出を確認しゆっくりと引き抜く。

【使用上の注意】
1. 重要な基本注意
1）本品は、医師の責任の下で正しい手技と手法を用い使用してください。
2）医療用の目的以外には使用しないこと。
3）本品は滅菌包装されており、同一症例に限り使用可能です。使用後は必ず廃棄すること。また開封後使用しなかったものも廃棄すること。再滅菌しての使用もしないこと。

【保管方法及び有効期間等】＊
＜保管方法＞
1）高温、多湿、直射日光及び水ぬれを避けて室温で保管すること。
2）包装材料に傷つけたり、ピンホールを生じさせないように取り扱うこと。
3）開封後、使用しなかったものは廃棄すること。
＜有効期間＞＊
1）使用期限は製品に記載された通り。［自己認証による］＊

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者：株式会社 河野製作所
TEL：047-372-3281