2026 年 2 月 5 日（新様式第 1 版）

医療機器製造販売届出番号：13B1X10100000139

歯科材料(06) 歯科用印象材料

一般医療機器　歯科咬合採得用材料　70883000

RS VIVO トライイン
添付文書

【警告】
歯科医師、歯科技工士、歯科関係者以外は使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

概要
本品は、クラウン、ブリッジ、義歯等を作製するために、上下歯列の咬み合わせや、上下顎の位置関係を記録する樹脂系材料である。

本品は以下の構成から成る。

	製品名	製品番号
1	RS VIVO トライイン	RS VIVO Try-In

【使用目的又は効果】

本品は、クラウン、ブリッジ、義歯等を作製するために、上下歯列の咬み合わせや、上下顎の位置関係を記録する樹脂系材料である。光で重合する性質を利用し、３D プリンターにて造形する。

【使用方法等】

1．使用する前に必ず密封状態でよく振り混ぜ、充分混合させる。
2．本品を積層容器に入れる。異物、塊がないかチェックする。造形物の断面の形に光を照射し、積層していく。積層機器の種類により、造形パラメータの調整が必要な場合があるのでご使用の積層機器の取扱説明書を参照し必要に応じ調整する。
3．造形終了後はイソプロピルアルコールにて洗浄を行う。
4．造形物の乾燥を確認してから専用の UV キュアリング機に入れ、ポストキュアリングを行う。ポストキュアリング機器の種類により、照射パラメータの調整が必要な場合があるのでポストキュアリング機器の取扱説明書を参照し必要に応じ調整する。
5．必要に応じ、研削・研磨を行う。

【使用上の注意】

1．本品は可燃性であるため、火気を避けて使用すること。
2．本品は揮発性であるため、使用後、速やかに蓋を閉めること。また、本品を使用する際には、適切な換気がなされている場所で使用すること。
3．本品は必要量だけを取り出して使用すること。なお、余剰分は元に戻さないこと。
4．他の製品との混用は行わないこと。
5．本品の硬化物を研削、研磨する際には、集塵装置、防塵マスク等を使用すること。
6．本品は、記載の使用目的以外には使用しないこと。
7．本品の使用に際しては、歯科技術に熟練し、かつ製品特性を十分に理解した歯科医師、歯科技工士、歯科関係者以外は使用しないこと。
8．本品の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の症状が現れた場合は使用を中止し、医師の診察を受けること。
9．重合前の本品の液体は直接素手でふれないこと。ニトリル製グローブ、保護眼鏡等を着用して、皮膚に付着させたり、目に入らないように注意すること。皮膚に付着した場合にはすぐにアルコール綿等で拭った後、石鹸を使用して流水で充分洗浄すること。万一、目に入った場合には、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診察をうけること。

【貯蔵・保管方法および使用期間等】

1．本品は、高温、多湿、直射日光及び火気を避けて、室温にて保管すること。
2．本品は歯科医療関係者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
3．本品は包装容器に記載の使用期限までに使用すること。

【包装】

1.0kg/ bottle

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：コアフロント株式会社
〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町 2-11
TEL：03（5579）8710

製 造 業 者　：DeltaMed GmbH
国　　名　：ドイツ