医 04 整形用品
一般医療機器　皮膚バリア粘着プレート　31071000

Medi Grade シリコン　スカーロール

【禁忌・禁止】
治療中の傷口（炎症を起こしている傷口又は開いている傷口）には使用しないでください。

【形状、構造及び原理等】

1. 形状、構造



2. 原材料
材質
シリコンスカーテープ：基材 - ポリウレタン
粘着剤 - シリコン系粘着剤
リール：ポリエチレン
プラスチックケース：ポリプロピレン
プラスチックシート：ポリプロピレン
サイズ：2cm x 2m

3. 原理
本品は、外部の汚染物質から皮膚部位を保護するために皮膚に粘着する器具

【使用目的又は効果】
ケガ、手術で出来た傷跡及びケロイド、皮膚のもりあがった部位の上に本製品を貼り付けることにより、物理的刺激・外部汚染から皮膚部位を保護します。

【保管方法及び有効期間等】
直射日光や高温多湿を避けて保管してください。
シリコンスカーテープは専用のプラスチックケースにて保管してください。

【使用方法等】
1. 傷跡とその周辺を清潔にします。
2. プラスティックケースから本品を取り出します。
3. 切り取り線を利用して、テープを適切なサイズにカットします。
4. 必要な場合は、傷跡に合うちょうどいいサイズにカットします。
5. はく離フィルムをゆっくりはがし、粘着面を傷跡に貼り付けます。

【使用上の注意】
1. 使用を開始する際は、まず一日当たり 6 時間から 8 時間を目安に使用し、アレルギー反応等の異常がないことを確認してから使用時間を徐々に延ばしてください。
2. 本品の 1 日当たりの使用時間の目安は、12 時間から 24 時間です。目安時間を守って、ご使用ください。
3. 使用したお肌にアレルギー反応等の異常があらわれた際は、直ちに使用を中止し、皮膚科専門医等へ相談してください。
4. 本製品の使用は 12 歳以上の方を対象としています。
5. 子供の手の届かないところに保管してください。
6. シリコンスカーテープは再使用可能です。再使用する際は、使用後にテープをアルコール消毒剤でふき取り、テープが清潔であることを確認し、付属のプラスチックシートに貼り付けてから再貼付してください。

【製造販売業者及び製造業者の名称等】

製造販売業者: コビュー・ジャパン株式会社
www.covue.com

製造業者: Zhejiang Hongyu Medical Commodity Co., Ltd.
No.668 Chanhua Road, Fotang Town Industrial Functional Area 322002 Yiwu City, Zhejng, China