届出番号:13B2X00081000042

** 2021 年 02 月(第 4 版)
* 2011 年 07 月(第 3 版)

機械器具 01　手術台及び治療台
一般医療機器　物理療法台　JMDN コード: 13964000

ヘッドアップ・チルトテーブル

SPR-3301T

【禁忌・禁止】
1)　適用対象（患者）
　医師が不適当と判断した人への使用はやめること。
2)　使用方法
　使用中は、ベッドの下に手や足を入れないこと。

【形状、構造及び原理等】

1. 構成

**

マット（ラワン合板、ビニールレザー）	・・・1
本体（スチール）	・・・1
キャスター（スチール）	・・・4
固定ベルト（ナイロン）	・・・3
手すり（ステンレス、塩ビ）	・・・2

2. 本体寸法及び質量
　本体寸法：1950(L)×872(W)×1125(H)mm
　重量：90kg

** 3. 品目仕様等
　1) 角度計測精度：±5.0°
　2) 計測範囲：マット角度範囲：-10° ～70°
　　足受け台角度：0°、5°、15°

【使用目的、効能又は効果】

1. ヘッドアップ･チルト試験に使用出来る手動傾斜ベッド装置。本装置は外部動力を使用しない。
2. 起立試験（ヘッドアップ）あるいはチルト試験は起立性低血圧や神経調節性失神（血管迷走神経性失神）を診断するための検査に使用出来、テーブルの角度は－１０°～７０°の任意角度に調整が可能。

【使用方法等】

1. 使用環境
　次のような場所での使用は避けて下さい。
　1) 水のかかる恐れのある場所。
　2) 温度、湿度、直射日光、ほこり、塩分、硫黄分等を多く含んだ空気等による悪影響のある場所。
　3) 振動、衝撃の多いところ。
　4) 化学薬品の影響やガス発生の恐れのある場所。
　5) 電磁波の発生する、マイクロ波治療器からの直接照射を受けたり、磁気の影響を受ける場所。

2. 操作手順
　1) 計測準備
　①使用前にキャスターがロックされている事を確認してください。
　②マットを水平にした状態で足受け台を持ち上げてセットします。
　③手すりを跳ね上げます。
　④ベルトをひらきマット上に何も無いこと、マットが水平位置でロックされていることを確認してから検査者を乗せます。
　⑤移乗させたら必ず身体固定ベルトで体を固定します。
　⑥手すりを元に戻して、握らせてください。
　2) 本体の角度調節
　①フリーペダルを踏みます。
　②ハンドルまたはマットの端を持ってヘッドアップさせます。
　③傾斜角度を目盛板で確認しながら、目標の角度になったらロックペダルを踏んでしっかりロックしてください。（必要に応じて血圧、脈拍等の計測を実施してください。）
　④水平位置では水平レバーが作動してロックされます。その際は水平レバーを下に押し、解除してからヘッドアップまたはチルトさせてください。
　⑤検査が終わったらハンドルまたはマットの端を持ち、フリーペダルを踏んで 0° に戻してください。
　3) 足受け台の調節
　①マットが水平状態にあることを確認する。
　②足受け大フレームに付いている足受け台調節つまみを手前に引っ張ります。
　詳細は取扱説明書の「操作方法」を参照してください。

【使用上の注意】

1. 使用注意
　1) 機器や被検者に異常があった場合、被検者にとって安全な状態で、直ちに機器の作動を停止させ、適切な処置を行ってください。
　2) 機器の作動状態や被検者の異常に注意してください。
　3) 被検者のベッドへの乗り降りの際には十分注意を払ってください。
2. 重要な基本的注意
　1) 医師や指導者の指示に従い計測・訓練を行ってください。

取扱説明書を必ずご参照下さい。

TB05-014B

2）機器の分解や改造等は絶対にしないでください。

3）故障のときは「故障・使用不可」等の適切な表示を行い、取扱店又はメーカーの修理が完了するまで機器に触れないでください。

3. 過剰使用

計測・訓練に必要な時間・量を超えないように注意してください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

・ベッドのレザー面、グリップ部及びゴムマット面に堅い突起物が接触しないようにして保管してください。変形・故障の原因になります。

2. 耐用期間

10 年（保守点検など当社推奨環境で使用された場合）

【保守・点検に係る事項】

本製品についての保守・点検は、機器の保守管理者の方が以下の「清掃・消毒」、「点検」の項目に基づき必ず実施してください。

1. 清掃・消毒

本体の汚れは、柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどい場合は水にうすめた中性洗剤に浸した布をよくしぼってふき取り、乾いた布で仕上げてください。

消毒をする際は、アルコール（エタノール）を使用してください。強くこすると色あせや変色する恐れがありますので注意してください。

ベンジン、シンナー等の溶剤は使用しないでください。色あせや変形・故障の原因になります。

詳細は取扱説明書の「お手入れの仕方」を参照してください。

2. 点検

本製品については、機器の保守管理者の方が以下の点検項目に基づき、必ず始業点検（日常の製品使用前）を実施してください。

区分	点検内容	点検方法
ベッド本体	周囲の障害物の有無	・目視
	ベッドの作動	・キャスタの動き及びブレーキの作動 ・ベッド角度フリー、ロックペダルの作動 ・手すりの作動
	汚れ・破損などないか	・目視
身体固定ベルト	ベルトで身体が固定出来るか？	・ベルト本体が劣化してないか ・ベルクロ部が劣化していないか？
	汚れ・ほつれなどないか	・目視

詳細は取扱説明書の「機器の保守・点検」を参照してください。

【製造販売業者及び製造業者等の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：酒井医療株式会社

** * 東京都新宿区山吹町３５８番地６

問合せ先：047-497-1917

製造業者　　：酒井医療株式会社　白井第一工場