2015年10月　第2版（新記載要領に基づく改訂）　　13B1X00155000175
2007年10月　（第1版）

機械器具　66　歯科用練成器
一般医療機器　歯科用アマルガム混こう器(10082000)

カプセルミキサー　ＣＭ－Ⅱ

【形状・構造及び原理等】
形状



寸法及び重量
本体寸法：幅:190×奥行き:180×高さ:150ｍｍ
電源アダプター寸法：幅 60×奥行き 120×高さ 40㎜
電源コード長：2000㎜
本体重量：2.7 kg
電源アダプター重量：0.2kg

電気的定格
電源アダプター電気的仕様：
入力側：AC100V 50/60Hz
出力側：DC24V 1.5A
本体電源電圧：DC24V
電源入力：50VA
電撃に対する保護の形式：クラスⅡ機器

体に接触する部分の組成

カバー	：	プラスチック
練和アーム	：	ステンレス鋼板
本体	：	プラスチック
操作パネル	：	一般電気部品
メインスイッチ	：	一般電気部品

原理
材料を入れたカプセルは、本器のアームに取り付けられる。このアームは内部のモーターに連結されており、モーターの回転によりアームをゆする運動をし、内容物を混ぜ合わせる。

【使用目的又は効果】
各種歯科用セメントカプセルの練和に使用する。

【使用方法等】
［使用方法］
1.取付・設置（組立・据え付け）
1)モーター固定ネジを底面から取り外す。
2)電源アダプターと本体を接続する。
3)電源アダプターと電源コードを接続し、コンセントに接続する。
4)本体のメインスイッチを ON にする。
2.操作方法又は使用方法
1)練和するカプセル製品の特性に合わせて、操作パネルの練和時間を確認する。
2)練和するカプセルを練和アームに装着する。
3)カバーを完全に閉じる。
4)操作パネルの Start スイッチを押し、練和を開始する。
5)練和されたカプセルを取り出す。
6)練和終了後、メインスイッチを OFF にする。

［使用方法に関連する使用上の注意］
1)傾斜、振動、衝撃などの加わらない場所に安定状態に設置すること。
2)本体・電源アダプターを直射日光に曝さないこと。
3) 電源アダプターと本体を接続する際、しっかり差し込むこと。
4) 電源コードをコンセントに接続する際、しっかり差し込むこと。

【使用上の注意】
1)重要な基本的注意
(1)分解、改造は絶対にしないこと。
(2)使用説明書に記載の用途以外には使用しないこと。
(3)練和中異常が発見された場 合には直ちにメインスイッチを OFF にすること。
(4)故障の原因となるため、カプセルを装着せずに作動しないこと。
(5)歯科材料、薬品、溶剤が本体に付着した場合は、速やかに乾いた布で清掃、除去すること。

【保管方法及び有効期間等】
［保管方法］
1)水のかからない場所に保管すること。
2)気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれのない場所に保管すること。
3)傾斜、振動、衝撃(運搬時を含む)など安定状態に注意すること。
4)化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

［耐用期間］
１） 正規な保守・点検を実施した場合に限り、製造出荷後５年とする。［自己認証（当社データ）による］

【保守・点検に係る事項】
［使用者による保守点検事項］
1)清掃時には、必ず電源アダプターのプラグを抜くこと。
2)本体の清掃は柔らかい布に水かぬるま湯、又は石鹸水をつけ、よく絞ってから拭くこと。洗浄剤や可燃性の液体は避けること。
3)電源アダプターの清掃は乾いた布で行うこと。
4)電源プラグは確実に接続されていることを定期的に確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元	：	株式会社ジーシー
発売元	：	株式会社ジーシー
住所	：	〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目2番14号
電話番号	：	（お客様窓口）0120-416480

P1252(1)

使用説明書等を必ずご参照ください。