＊2024年06月　第5版
2015年08月　第4版

承認番号：16100BZZ00018000

歯科材料　０１　歯科用金属
管理医療機器　歯科用合金ろう（70799000）

ジーシー　ミロソルダー

【禁忌・禁止】
本合金、類似成分の合金又は配合成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】
形状：板状　5g／函

成分：銀 25%、錫 72%、その他　3%（銅、亜鉛）

原理：加熱溶融して合金鋳造体の穴埋め等に使用する。

特性

液相点（℃）	370
固相点（℃）	320

【使用目的又は効果】
鋳造用銀合金の鋳巣などが発生したときの修正用として使用する。

【使用方法等】
1）ろう着
　鋳造用銀合金に対し、通法により行います。
2）溶剤
　ジーシーミロペーストを使用します。
3）研磨
　研磨は通法により行います。

[使用方法に関連する使用上の注意]
1）溶剤を使用する場合には、その説明書に表示してある注意事項を守ること。

【使用上の注意】
1）使用注意（次の患者には慎重に適用すること）
①薬剤、食品、アクセサリー、化学物質等に過敏症の既往歴がある患者には、本合金及び類似品に対して過敏症歴がなくても問診を行い、慎重に適用すること。

2）重要な基本的注意
①本合金の使用により発疹などの過敏症状を起こした患者には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。
②本合金に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、本合金を使用しないこと。また、使用により過敏症状を起こしたときは、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。
③本合金の加熱、溶融などの作業の際には、飛散などによる目の損傷ややけどを防ぐために、保護めがねなどを使用し、服装に注意すること。[目の損傷ややけどの可能性がある]
④本合金の穴埋め設備付近には、局所排気装置、換気扇などを設けて密閉した部屋での作業を避け、穴埋めにより発生する粉塵及び蒸気を吸入しないこと。[粉塵や蒸気が人体に影響を与える可能性がある]
⑤本合金の切削の際には、目の損傷を防ぐために、保護めがねなどを使用すること。[目の損傷の可能性がある]
⑥本合金の研磨作業などの際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。[粉塵が人体に影響を与える可能性がある]
⑦他の合金と混用しないこと。
⑧本合金は、【使用目的又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。
⑨本合金は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
⑩本合金については、試験によるMR安全性評価を実施していない。（自己認証による）＊

3）不具合・有害事象
有害事象
　掌蹠膿疱症、扁平苔癬、皮膚炎などの歯科金属疹（遅発性金属アレルギー疾患）を発症することがあります。

【保管方法及び有効期間等】
[保管方法]
・本合金は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売元　：株式会社ジーシー
主たる設計元　：株式会社ジーシー

発売元　：株式会社ジーシー
住所　：〒113-0033
　東京都文京区本郷３丁目２番14号
電話番号　：（お客様窓口）0120-416480

1420118
070546AW