2022 年 01 月作成　第 1 版

医療機器認証番号：304AFBZX00011000

歯科材料５　歯科用接着充填材料
管理医療機器　歯面処理材　70859000

ＦＸ－ＬＣコンディショナー

【禁忌・禁止】
本材又はメタクリル酸系モノマー、アセトンに対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】
[成分]

形状	成分
液	アセトン、精製水、カルボン酸系モノマー、リン酸エステル系モノマー、その他

[原理]
カルボン酸系モノマー及びリン酸エステル系モノマーにより歯面を清掃するとともに、歯科充填用グラスポリアルケノエート系レジンセメントの接着強度を向上させる。

【使用目的又は効果】
窩洞形成後の歯面処理に用いる。

[使用目的又は効果に関連する使用上の注意]
サホライドや知覚過敏抑制材を塗布した歯面への使用では、歯質との十分な接着力が得られない場合があるので留意して使用すること。

【使用方法等】
[本材と併用する材料]
歯科充填用グラスポリアルケノエート系レジンセメント・
歯科支台築造用グラスポリアルケノエート系レジンセメント・
歯科裏層用高分子系材料
「グラスアイオノマー　ＦＸ－ＬＣ」
（認証番号：304AFBZX00022000）

[使用方法]
１）窩洞形成（適用前の作業）
通法に従って窩洞形成を行い、水洗、エア乾燥を行う。
２）塗布、エア乾燥
本材をディッシュに適量採取し、ブラシを用いて窩洞に塗布し、すぐにエア乾燥する。
３）レジン強化型グラスアイオノマーの充填又は裏層（装）
使用する歯科用グラスポリアルケノエート系レジンセメントで充填又は裏層（装）等を添付文書に従って行う。

[使用方法に関連する使用上の注意]
１）唾液、血液等で歯面が汚染された場合は水洗・乾燥又はエタノール清掃後に、本材による処理を行うこと。
２）本材は揮発成分を含むため、採取後すみやかに密栓すること。また、採取後、すみやかに使用すること。
３）処置する際は、排唾管やバキュームを作動させ、口腔内の水、唾液等を吸引すること。
４）採取後の本材は、感染防止のため同一患者のみに使用すること。
５）ユージノール系の材料及び過酸化水素水は、硬化・接着を阻害する可能性があるので使用しないこと。
６）ディスポーザブルブラシ及びディスポーザブルディッシュは感染防止のため、再使用しないこと。

【使用上の注意】
[重要な基本的注意]
１）本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診察を受けさせること。
２）本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた術者は使用を中止し、医師の診察を受けること。
３）本材が患者の目や皮膚、あるいは衣類に付着しないような措置を講じること。皮膚や衣類に付着した場合は、直ちにアルコール綿等で拭き取ること。
４）本材又はメタクリル酸系モノマー、アセトンに対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある術者は使用しないこと。
５）本材はアセトンを含んでいるため、換気のよい場所で使用すること。万一本材の蒸気を吸入して気分が悪くなった場合は、新鮮な空気の場所で暖かくして休憩すること。
６）本材は可燃性であるため、必ず火気を避けて使用すること。
７）本材との接触による過敏症を防ぐため、医療用（歯科用）手袋及び保護眼鏡の着用等の防護措置を執ること。また、口腔軟組織や皮膚に付着した場合には、すぐにアルコール綿等で拭き取った後、大量の流水で洗浄すること。尚、医療用（歯科用）手袋は本材の直接的な接触を防ぐが、一部のモノマーが短時間のうちに浸透することが知られているので、本材が付着した場合は直ちに手袋を捨て、流水で十分洗浄すること。
８）本材は目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診察を受けること。

[その他注意]
１）本材が患部以外の部位に付着しないように充分注意すること。
２）本材が歯肉等の粘膜に付着した場合、その部分が白っぽくなることがありますが、これは一過性の現象で、２～３日で白変は消失します。なお、この間は、白変部分に直接的な刺激を与えないように配慮すること。

【保管方法及び有効期間等】
[保管方法]
・本材は、高温、多湿、直射日光、火気を避けて、1～25℃の暗所で保管すること。
・本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

[有効期間]
本材の使用期限は包装に記載のとおり。
［当社データによる］

※(例  YYYY-MM-DD は→使用期限 YYYY 年 MM 月 DD 日を示す)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者　株式会社　松風
住所　〒605-0983
京都市東山区福稲上高松町 11
電話番号　（お客様サポート窓口）075-778-5482