機械器具 22　検眼用器具
一般医療機器　明暗順応計（JMDN コード 10024000）

S2 コントローラーwith フラッシュスティミュレーター

【禁忌･禁止】
・揮発性溶剤（アルコール、ガソリンなど）や可燃性の麻酔薬が使用されている潜在的な爆発性の環境で本器を使用しないこと。[爆発の危険がある]

【形状・構造及び原理等】

〈形状・構造等〉
下記に外観図の一例を示す



寸法
S2 コントローラー：6.4cm(H)×13.5cm(W)×9.1cm(L)
ColorDome：50cm(H)×28cm(W)×38cm(L)
デュアルボタンボックス：6cm(H)×15.5cm(W)×11.5cm(L)

＜構成＞
本体
S2 コントローラー
ソフトウェア
ColorDome
デュアルボタンボックス（Yes／No ボタン）
汎用 PC※
汎用モニタ※
※は製造販売業者が指定した仕様を満たすこと

付属品(オプション品を含む)
ColorFlash
iMask セット

＜体に接触する部分の原材料＞
あご台：ポリアセタール樹脂

＜電気的定格等＞
・定格電圧／電源入力：100V AC 50/60Hz ／ 60VA
・電撃に対する保護の形式・程度：クラスⅠ･B 型装着部

＜動作環境＞
温度：10℃～38℃　　相対湿度：30%～75%（結露なきこと）

＜原理＞
本器は、光刺激装置を用いて光刺激を被検者に与える。被検者には光を知覚できたかどうか応答させる。その応答に応じて様々な強度の光刺激を与えて、被検者が知覚可能な最小輝度の光刺激(光覚閾値)を測定する。

【使用目的又は効果】

＜使用目的＞
本器は、様々な強度の刺激光源を用いて網膜順応に必要な時間及び最小光閾値を測定する。

【使用方法等】

取扱説明書参照。

＜使用方法に関連する使用上の注意＞
(1)本体部、あご台等の各部、及びコネクタ部に無理な力がかからないように注意すること。
(2)使用後はダストカバーで器械を覆うこと。
(3)操作に際してスムーズな動作が不可能になった時は販売店を通して専門技術者に修理を依頼すること。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞
(1)本器の使用者は、医師及び医師の指示を受けた人だけに限定すること。本器の使用は、如何なる場合も医師の指示に基づいて行うこと。
(2)医療機関における医療行為にのみ使用すること。
(3)本器を移動したり位置換えを行う場合は必ず電源を切って全てのケーブルをはずすこと。
(4)本器の接続部に関係の無い機器を接続しないこと。
(5)必要以上、長時間の検査は行わないこと。もし必要であれば、検査は時間をあけて行うこと。
(6)関係のないソフトウエアをインストールしないこと。
(7)カバーをはずしたり分解を試みたりしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管条件＞
温度：-30℃～60℃　　湿度：10～95%(結露なきこと)
気圧：500～1060hpa

＜耐用期間＞
8 年（自己認証による。本体以外を除く）
但し適切な保守点検及び修理を行っている場合に限る。
[保守用等の部品は製造中止後 10 年間保持]

【保守・点検に係る事項】

＜保守点検＞
1. 取扱説明書 保守点検の項参照。
2. ウィルスの侵入を防ぐ為、ウィルス感染の無いことが確認されたメディア以外は絶対に接続しないで下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
ジャパン フォーカス株式会社
〒113-0033 東京都文京区本郷 4-37-18
TEL (03)3815-2611　　FAX (03)3815-7284

外国製造業者
Diagnosys LLC（ダイアグノシス　エルエルシー）
アメリカ合衆国

緊急連絡先
ジャパンフォーカス株式会社　TEL　(03)3815-2611