2016 年 6 月 17 日(第 2 版)(新記載要領に基づく改訂)
2010 年 2 月 23 日(第 1 版)

医療機器届出番号　13B1X00049HS0600

機械器具 22　検眼用器具
一般医療機器　手動式視野計（JMDN コード 16919000）

ゴールドマン型ペリメータ

【形状・構造及び原理等】

下記に外観図を示す。詳細は取扱説明書 外観図を参照。



＜仕様＞

取扱説明書 Ⅳ. 仕様参照。

【使用目的又は効果】

本品は、視野の測定検査に用いる装置である。
本器は眼科診断に用いられる眼光学測定器であり、視野における感度分布状態（イソプター）を測定するものである。この視野計は、機能的には視野検査能力を満たしている。
1)静的視野　　2)動的視野
3)色　視野　　4)中心視野

【使用方法等】

取扱説明書 Ⅴ.各部操作の方法、Ⅵ.動的量的視野計測、Ⅶ.静的量的視野計測を参照。

＜使用方法に関連する使用上の注意＞

(1)投光用垂直アーム、視標移動枠には無理な力は加えないこと。特に本器を移動する時には取手等の固定部分を持つこと。
(2)ドーム内面は白色塗装のため汚れやすくなっているので、手で触れないこと。
(3)望遠鏡、投光用垂直アームのレンズ等の光学系部分は常に清潔に保つこと。
　使用後は付属のダストカバーで器械を覆うこと。
(4)操作に際してスムーズな動作が不可能になった時は販売店を通して専門技術者に修理を依頼すること。

【使用上の注意】

＜臨床検査結果に及ぼす影響＞

(1)瞳孔薬の点眼後は正確な値は得られない。
(2)表面麻酔薬点眼後の諸検査、眼圧測定、隅角検査、ERG 検査後は正確な値は得られない恐れがある。
(3)コンタクトレンズ装着時、外した直後は正確な値が得られない恐れがある。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管条件＞

温度：-10℃～55℃　　相対湿度：10～95%(結露なきこと)
気圧：700～1060hpa

＜耐用期間＞

10 年(自己認証による。付属品等の本体以外を除く。)
但し取扱説明書に従った使用、適切な保守点検及び修理を行っている場合に限る。
保守用等の部品は製造中止後 10 年間保持

【保守・点検に係る事項】

＜保守点検＞

取扱説明書 保守点検参照。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

ジャパン フォーカス株式会社
〒113-0033 東京都文京区本郷 4-37-18
TEL (03)3815-2611　FAX (03)3815-7284

外国製造業者　HAAG-STREIT AG　　スイス

緊急連絡先

ジャパンフォーカス株式会社　TEL　(03)3815-2611
株式会社 JFC セールスプラン　TEL　(03)5684-8531

取扱説明書を必ずご参照ください。